



medemagruppen



Brükanvisning Toalettseteløfter R2D2 og R2D2-R

Gratulerer med valget av din nye toalettseteløfter!

Informasjon

R2D2/R2D2-R er et hjelpemiddel ved toalettbesøk, tilegnet alle mennesker som på grunn av enten alder eller annen årsak har innskrenket bevegelighet i kroppen.

Takket være en trinnløs høyde- og tiltefunksjon (R2D2) blir det å komme opp og ned på toalettet mer skånsomt for ledd, og samtidig mere sikkert. Kroppen får den riktige støtte, uten at det skal brukes spesiell muskelkraft i benene. Dog skal en del av muskelstyrken i benene stadig være til stede.

Santis har ved konstruksjonen av dette hjelpemiddelet lagt vekt på funksjonalitet og materiale av en særlig høy kvalitet, men samtidig tatt hensyn til utforming og design. I samarbeid og samråd med arkitekter, ergoterapeuter, leger og ingeniører og naturligvis de aktuelle brukere er R2D2 toalettseteløfter blitt til og nøye avstemt. Derved er også funksjonalitet, sikkerhet og anvendelighet garantert.

Alle deler har en lang levetid og krever minimalt vedlikehold. De gjeldende normer og regler er naturligvis overholdt og det er lagt spesiell vekt på sikkerhet i mekanismen og de elektroniske deler.

Opplysning

Toalettseteløfteren bør ikke brukes hvis brukeren ikke har muskulatur til oppreisning.

Sikkerhetsforanstaltninger

Påse at enheten er montert i henhold til produsentens monteringsanvisning.

Apparatet skal ikke plasseres tett ved dusj eller badekar, hvor det kan oversprøytes med vann. R2D2 plasseres i våtromsone 2 (dvs. min. 60 cm fra dusjhodets normale plassering i dusj).

Stikkkontakten sikres med en jordfeilbryter 30mA og skal være jordet. Dette må utføres av autorisert installatør.

Hev/senk samt tiltefunksjonen og sete er dimensjonert for 150 kg brukervekt. Deksler og betjeningspanel må ikke oversprøytes med vann.

Sete skal innstilles slik at klemfare mellom sete og toalettskålen unngås (f.eks. 2,5 cm).

Bruksanvisning

R2D2 betjenes enten på armlenenes betjeningspanel (H eller V side), eller med fjernkontroll (tilbehør).

Knappene er tydelig merket med piler som indikere opp eller ned. Knappene holdes inne til ønsket posisjon er oppnådd.



MERK!

Når fjernkontrollen er tilkoblet blir betjeningspanelene i armlen automatisk utkoblet.

Rengjøring og vedlikehold

Før rengjøring skal R2D2 frakobles strømmettet.

Til daglig rengjøring benyttes fuktig klut og et egnet rengjøringsmiddel for baderom. Enheten må ikke spyles med vann!

Ved behov kan overflatene desinfiseres med normale desinfeksjonsmidler benyttet i helsevesenet (kloroppløsninger e.l.)

Det anbefales at produktet etterses 1 gang i året av fagkyndig personell for å sikre stabil drift av produktet i henhold til vedlagt sjekklister:

1. Sjekk at løfteaktuator er i riktig posisjon og at deksler er uskadd og riktig montert.
2. Sjekk at alle kabler og slanger går fri under maksimal heving og senkning.
3. Kontroller at det ikke er ulyder eller støy fra enheten under bruk.
4. Sjekk funksjoner på betjeningspaneler.
5. Sjekk at det ikke er skader på strømkabler.
6. Sjekk at enheten løfter parallelt uten skjevheter.
7. Visuell kontroll av hele enheten.

MERK!

Ved skader eller funksjonsfeil skal enheten straks tas ut av bruk inntil dette er reparert!

Tekniske data

Nettspenning: 230V / 50 Hz
Driftspenning: 24 V
Effekt: 2x 80 W
Sikring: 3,16 A
Kapsling: IP66

Merkeskilt:

Producent: SANTIS Kft. Pipóhegy u. 16. H-4034 Debrecen	
Type	R2D2 Aufstehhilfe
Serienummer: Y2E10T3/069	Produktionsår: 2010
Spænding: Un = 220 - 230V / 50 Hz	
Belastning: IN = 0,75A	Forbrug: 160 W
IP Klasse: IP66	
Vægt: 45 kg	Max.belastning: 150 Kg

Garanti:

Produktet leveres med 2 år garanti mot feil eller mangler.
Garantien omfatter ikke normal slitasje eller feilaktig bruk.

Dette produktet importeres og omsettes av:

Medema Norge AS
Postboks 133
1483 Skytta

Telefon: 67 06 49 00

Telefaks: 67 06 49 90

e-post: firmapost@medema.no

Web: www.medema.no

Produsent, importør og forhandler er ikke ansvarlig for feil bruk av produktet, og de skader dette måtte medføre på personer og eiendom.