

Bestillingsdata

MC1124 JR R-NET Spinalus2 MWD Post 22



medemagruppen

Versjon/dato:30.08.22

Tilbud

Bestilling

Referanse	
Bruker	
Dato	
Telefon	
Fakturaadresse	
Leveringsadresse	


Leveres std med:


Spinalus-2 sete sb 40 (40-50) sd 35-55 rh 55cm puter sb40
 Seteløft el 30cm
 Rygg vreg el 50gr
 Tilt el 50gr
 Benst HEL EL
 Hodestøtte
 60ah batt+lader




Teknisk informasjon:






- Brukervekt 150 kg
- Hastighet 10 km/h
- Totalbredde 62 cm
- Totallengde m benstøtter 117 cm
- Hindertagning 7 cm
- Setehøyde u pute std 43cm (alternativt 45cm)












Varenr	HMS nr	Bilde	KOMPLETT STOL	Fratr	Antall
2400-1235	250568		Ers styrel MC1124 El Junior MWD Spinalus2 sb40 sd35-55 seteløft el rygg vreg el tilt el benst man 10km/t		
ART.NR	NAV	Bilde	DIV	Fratr	Antall
2417-1004	250884		Bilfeste Dahl ers MC1124 låseplate sett (spyd til dahl docking) std på Low Rider		
2406-1508	250692		Ombyggingsats Spinalus2 Ers MC1104/1124 negativ tilt -5 gr		
2406-1061			Ryggvinkel begrensning switch kit spinalus2		
2406-1600			Adapterplate montering av støp Spinalus2		














ART.NR	NAV	Bilde	SETEPUTER	Fratr	Antall
2421-1150	263978		Setepute Spinalus2 ers MC1104/MC1124 sb45 std anatomisk		
2421-1149	250932		Pute sete Spinalus2 Ers MC1104/MC1124 sb40 std anatomisk		
2421-1151	250933		Pute sete Spinalus2 Ers MC1104/MC1124 sb50 std anatomisk		
2421-1152	250934		Pute sete Spinalus2 Ers MC1104/MC1124 sb55 std anatomisk		
2421-1159	250939		Pute sete Spinalus2 Ers MC1104/MC1124 sb40 sidefix Clima-Therm		
2421-1161	250941		Pute sete Spinalus2 Ers MC1104/MC1124 sb45 sidefix Clima-Therm		
2421-1163	250943		Pute sete Spinalus2 Ers MC1104/MC1124 sb50 sidefix Clima-Therm		
2421-1165	250945		Pute sete Spinalus2 Ers MC1104/MC1124 sb55 sidefix Clima-Therm		
2421-1158	250938		Pute sete Spinalus2 Ers MC1104/MC1124 sb40 lav Clima-Therm		
2421-1160	250940		Pute sete Spinalus2 Ers MC1104/MC1124 sb45 lav Clima-Therm		
2421-1162	250942		Pute sete Spinalus2 Ers MC1104/MC1124 sb50 lav Clima-Therm		
2421-1164	250944		Pute sete Spinalus2 Ers MC1104/MC1124 sb55 lav Clima-Therm		
2421-1171	250951		Pute sete Spinalus2 Ers MC1104/MC1124 etter mål (Angi pute som: og tegning)		
1121-1043	241127		Pute sete Fitform APPR u trekk (m Roho) sb45 (husk trekk Sarcotex)		
1121-1044	241128		Pute sete Fitform APPR u trekk (m Roho) sb51 (husk trekk Sarcotex)		
1121-1045	241129		Pute sete Fitform APPR u trekk (m Roho) sb57 (husk trekk Sarcotex)		
1121-1026	195685		Pute sete Intelligel Fitform sb45 trykkavlastning m gel u trekk		
1121-1027	195686		Pute sete Intelligel Fitform sb51 trykkavlastning m gel u trekk		
1121-1028	195687		Pute sete Intelligel Fitform sb57 trykkavlastning m gel u trekk		
1121-1047	195727		Pute sete Intelligel Fitform Nordic sb45 ekstra lav		
1121-1048	195728		Pute sete Intelligel Fitform Nordic sb51 ekstra lav		
1121-1049	241108		Pute sete Intelligel Fitform Nordic sb57 ekstra lav		
1121-1096	241167		Trekk Sarcotex sort til APPR sb45 (inkosikkert)		
1121-1097	241174		Trekk Sarcotex sort til APPR sb51 (inkosikkert)		
1121-1098	241182		Trekk Sarcotex sort til APPR sb57 (inkosikkert)		
1121-1137	241220		Trekk Uniform sort til APPR sb45		
1121-1139	241227		Trekk Uniform sort til APPR sb51		
1121-1141	241235		Trekk Uniform sort til APPR sb57		
2422-1054	250960		Inkotrekk Ers MC1104/MC1124 setepute sb40-45		
2422-1055	250961		Inkotrekk Ers MC1104/MC1124 setepute sb50-55		
2422-1104	250962		Inkotrekk Ers MC1104/MC1124 etter mål		











ART.NR	NAV	Bilde	RYGGPUTER	Fratr	Antall
2421-1154	263979		Ryggpute Spinalus2 ers MC1104/MC1124 sb45 std anatomisk		
2421-1153	250935		Pute rygg Spinalus2 Ers MC1104/MC1124 sb40 std anatomisk		
2421-1155	250936		Pute rygg Spinalus2 Ers MC1104/MC1124 sb50 std anatomisk		
2421-1156	250937		Pute rygg Spinalus2 Ers MC1104/MC1124 sb55 std anatomisk		
2421-1172	250952		Pute rygg Spinalus2 Ers MC1104/MC1124 sb40 sidefix Clima-Therm		
2421-1175	250954		Pute rygg Spinalus2 Ers MC1104/MC1124 sb45 sidefix Clima-Therm		
2421-1177	250956		Pute rygg Spinalus2 Ers MC1104/MC1124 sb50 sidefix Clima-Therm		
2421-1179	250958		Pute rygg Spinalus2 Ers MC1104/MC1124 sb55 sidefix Clima-Therm		
2421-1173	250953		Pute rygg Spinalus2 Stabil Ers MC1104/MC1124 sb40 ex sidefix+alu		
2421-1176	250955		Pute rygg Spinalus2 Stabil Ers MC1104/MC1124 sb45 ex sidefix+alu		
2421-1178	250957		Pute rygg Spinalus2 Stabil Ers MC1104/MC1124 sb50 ex sidefix+alu		
2421-1180	250959		Pute rygg Spinalus2 Stabil Ers MC1104/MC1124 sb55 ex sidefix+alu		
2421-1170	250950		Pute rygg Spinalus2 Ers MC1104/MC1124 etter mål (Angi pute som: og tegning)		
2406-1621			Ryggforlenger kit SPINALUS-2 (+7/+10 CM) (krever ryggpute etter mål)		
2418-1088	250888		Pute korsrygg ers MC1124/MC1104 luftreg 19x39 kpl		



ART.NR	NAV	Bilde	ARMLENER	Fratr	Antall	
2407-1170	250725		Armlene Spinalus2 ers MC1104/MC1124 dynamisk hø pute 7x35cm			
2407-1171	250726		Armlene Spinalus2 ers MC1104/MC1124 dynamisk ve pute 7x35cm			
2413-1188			Deler til El oppfellb armlen Spinalus2 (begge) 1 side m bryter (Husk ind tilpassning)Bygges på std armlen			
1599-1112			Individuell tilpasning (spesialtilpasning) timepris (5 Timer)			
2407-1172	250727		Armlene Spinalus2 ers MC1104/MC1124 dynamisk hø pute 7x26cm jr			
2407-1173	250728		Armlene Spinalus2 ers MC1104/MC1124 dynamisk ve pute 7x26cm jr			
2407-1178	250729		Armlenstøtte Spinalus2 ers MC1104/MC1124			
2407-1182	250731		Armlene Ergo1 ers MC1104/MC1124 hø voksen 35cm f Spinalus2			
2407-1183	250732		Armlene Ergo1 ers MC1104/MC1124 ve voksen 35cm f Spinalus2			
2406-1051			Parallelforskyver Spinalus 1 (Passer Ergo armlen MC1122) OBS...husk std i minus.			
2406-1513	254867			Polster armlene ers MC1104/MC1124 std 7x35cm hø		
2406-1514	254868			Polster armlene ers MC1104/MC1124 std 7x35cm ve		
2406-1515	250697	Polster armlene ers MC1104/MC1124/X 7x40cm skinn hø				
2406-1516	250698	Polster armlene ers MC1104/MC1124/X 7x40cm skinn ve				
2406-1050		Forlenger beslag til parallelforskyver (Til lange armlene)				
2406-1517	250699	Polster armlene ers MC1104/MC1124/X 10x35cm skinn hø				
2406-1518	250700	Polster armlene ers MC1104/MC1124/X 10x35cm skinn ve				
2406-1511	250695	Polster armlene ers MC1104/1124 b7 l30 skinn hø				
2406-1512	250696	Polster armlene ers MC1104/1124 b7 l30cm skinn ve				
2407-1359		Polster armlene ers etter mål (angi side og mål)				
2406-1529	250705		Polster armlene Spinalus2 ers MC1104/MC1124 hemi hø			
2406-1530	250706		Polster armlene Spinalus2 ers MC1104/MC1124 hemi ve			
2406-1592			Håndstøttepute hemiarmlen Spinalus2 (std)			
2406-1602			håndstøttepute med grep hemiarmlen Spinalus2 hø			
2406-1603			håndstøttepute med grep hemiarmlen Spinalus2 ve			







ART.NR	NAV	Bilde	HODESTØTTER	Fratr	Antall
2013-1106	263778		Hodestøtte ers MC1124 std voksen 25cm (15cm stang)		
2013-1360	167447		Hodestøtte Stealth Comfort ers MC1124/1104/MC X stor b35cm		
2013-1107	263779		Hodestøtte ers MC1124/1104 std barn 15cm (15cm stang)		
2406-1373	199814		Festebrakett ers alle stoler fikseringsutstyr/hodestøtte Stealth		
2013-1453			Hodestøtte Stealth justerb sidestøtte bredde 39cm 15cm stang		
2013-1456			Hodestøtte Stealth justerb sidestøtte bredde 48cm 15cm stang		
ART.NR	NAV	Bilde	SIDESTØTTER OG LÅRSTØTTER MM.	Fratr	Antall
2413-1145	250852		Sidestøtte rygg Spinalus2 Ers MC1104/MC1124 multireg/vribar utsving hø		
2413-1144	250853		Sidestøtte rygg Spinalus2 Ers MC1104/MC1124 multireg/vribar utsving ve		
2413-1142	250850		Lårstøtte Spinalus 1+2 ers MC1124 h10 l20 ve fellbar		
2413-1143	250851		Lårstøtte Spinalus 1+2 ers MC1124 h10 l20 hø fellbar		
2413-1194			Polster side/lårstøtte 10x20 MC1124/1104/Lightning/4front		
2413-1065	250463		Polster side/lårstøtte 10x10 MC1124/1104/Lightning/4front		
2412-1013			Polster side/lårstøtte 10x30 MC1124/1104/Lightning/4front		
2413-1202			Sidestøtte armlene 20cm spinalus-2 H/V		
2413-1140	250848		Knestøtte Spinalus2 ers MC1104/MC1124 fellbar rund 10cm hø		
2413-1141	250849		Knestøtte Spinalus2 ers MC1104/MC1124 fellbar rund 10cm ve		
2013-1414			Stealth knestøtte polster 10 cm rund		
2013-1411			Stealth knestøtte polster 7,5 cm rund		
2413-1138	250846		Albuestøtte Spinalus2 ers MC1104/MC1124 nedfell hø		
2413-1139	250847		Albuestøtte Spinalus2 ers MC1104/MC1124 nedfell ve		

2406-1688	291246		Abduksjonskloss Stealth avtagbar str S		
2406-1689	291247		Abduksjonskloss Stealth avtagbar str M		
ART.NR	NAV	Bilde	BENSTØTTER	Fratr	Antall
2408-1306	256644		Benstøtte Spinalus2 ers MC1104/1124 hel vreg el lkomp el voksen		
2408-1330	250815		Benstøtte Spinalus2 ers MC1104/MC1124 hel vreg el lkomp el jr		
2408-1206			Forlenger 5cm for CR-01200 (lenger benlengde)		
2408-1331	250816		Benstøtte Spinalus2 ers MC1104/MC1124 sentermont vreg el lkomp el fotplater delt(Pride)		
2408-1345	263930		Fotplater TB3 ALR ers Quantum 4Front lang h44-53cm par std		
2408-1394			Fotplate kort 20cm t Pride midtmontert benst hø		
2408-1395			Fotplate kort 20cm t Pride midtmontert benst ve		
2408-1222	250808		Påbyggingssett ers MC1124/MC1104 benst TB3 el B 5+5 cm		
2408-1223	250809		Påbyggingssett ers MC1124/MC1104 benst TB3 el L+5cm		
2408-1221	250807		Brakett ers MC1124/MC1104 benst TB3 el låse sammen fotplater		
2408-1302	250811		Benstøtte Spinalus2 ers MC1104/MC1124 el delt hø m leggstøtte		
2408-1303	250812		Benstøtte Spinalus2 ers MC1104/MC1124 el delt ve m leggstøtte		
2408-1341	250817		Benstøtte Spinalus2 ers MC1104/MC1124 el delt hø sb50+ m leggstøtte		
2408-1342	250818		Benstøtte Spinalus2 ers MC1104/MC1124 el delt ve sb50+ m leggstøtte		
2408-1145			Beslag benstøtte rett stk anbefalt v sb40 (for delt benstøtte)		
2408-1311	263929		Benstøtte Spinalus2 ers MC1104/1124 hel vreg man voksen		
2408-1406			Benstøtte Spinalus2 ers MC1124 vreg man hel junior/barn		
2408-1304	250813		Benstøtte Spinalus2 ers MC1104/MC1124 vreg man delt hø m leggstøtte		
2408-1305	250814		Benstøtte Spinalus2 ers MC1104/MC1124 vreg man delt ve m leggstøtte		
2408-1186			Beslag benstøtte forlengt stk for lang benlengde (for delt benstøtte)		
2407-1167	250722		Benstøtter ION-Spinalus2 ers MC1104/MC1124 man fast utsving hø+ve		
2407-1168	250723		Beslag ION-Spinalus2 ers MC1104/MC1124 for benstøtte hø		



2407-1169	250724		Beslag ION-Spinalus2 ers MC1104/MC1124 for benstøtte ve		
2406-1533			Amputasjonstøtte Spinalus2 dhreg hø/ve		
ART.NR	NAV	Bilde	POSISJONERINGSUTSTYR - BELTER OG VESTER	Fratr	Antall
2412-1020	250839		Belte rulle Spinalus2 ers MC1124/1104		
2012-1366			Hoftebelte Stealth 2 pkt trykkn 1 drag XS		
2012-1367			Hoftebelte Stealth 2 pkt trykkn 1 drag S		
2012-1409			Hoftebelte Stealth 2 pkt trykkn 1 drag M		
2012-1410			Hoftebelte Stealth 2 pkt trykkn 1 drag L		
2012-1411			Hoftebelte Stealth 2 pkt trykkn 1 drag XL		
2012-1327	291343		Hoftebelte Stealth 2 pkt plastsp 1 drag M		
2012-1331	291344		Hoftebelte Stealth 2 pkt plastsp 1 drag L		
2012-1332	291345		Hoftebelte Stealth 2 pkt plastsp 1 drag XL		
2012-1412			Hoftebelte Stealth 2 pkt trykkn 2drag XS		
2012-1322	291340		Hoftebelte Stealth 2 pkt trykkn 2drag S		
2012-1329	291341		Hoftebelte Stealth 2 pkt trykkn 2drag M		
2012-1333	291342		Hoftebelte Stealth 2 pkt trykkn 2drag L		
2012-1334			Hoftebelte Stealth 2 pkt trykkn 2drag XL		
2012-1460	291351		Monteringssett MC EL Stealth 2 punkts hoftebelte (OBS Må ha med)		
2012-1391			Hoftebelte Stealth 4 pkt trykkn 1 drag XS		
2012-1392			Hoftebelte Stealth 4 pkt trykkn 1 drag S		
2412-1026	291346		Hoftebelte Stealth 4 pkt trykkn 1 drag M		
2012-1325	291347		Hoftebelte Stealth 4 pkt trykkn 1 drag L		
2012-1461	291352		Monteringssett MC EL Stealth 4 punkts hoftebelte (OBS Må ha med)		
2012-1434			Sikkerhetsdeksel tk spenne Stealth hoftebelte XS og S		
2012-1435			Sikkerhetsdeksel tk spenne Stealth hoftebelte M og L		
2012-1436			Feste hoftebelte Stealth cam lock XS og S		
2012-1437			Feste hoftebelte Stealth cam lock M og L		
2012-1438			Feste hoftebelte Stealth cam lock L og XL		
2012-1439			Klemmefeste rør 22-25mm Stealth fiksering hoftebelter 2 stk		
2012-1360			Brystbelte Stealth , dynamisk 35cm, XS		
2012-1361			Brystbelte Stealth , dynamisk 40cm, S		


2012-1362	291348		Brystbelte Stealth , dynamisk 45cm, M		
2012-1320	291349		Brystbelte Stealth , dynamisk 50cm, L		
2012-1462	291353		Monteringssett MC EL Stealth brystbelte (OBS Må ha med)		
2012-1393			Fikseringsvest Stealth , Classic Dynamic, XS		
2012-1364			Fikseringsvest Stealth , Classic Dynamic, S		
2012-1337	291350		Fikseringsvest Stealth , Classic Dynamic, M		
2012-1339			Fikseringsvest Stealth , Classic Dynamic, L		
2012-1441		 Classic	Fikseringsvest Stealth , Classic Dynamic, XL		
2012-1442			Fikseringsvest stealth, smal dynamic XS		
2012-1443			Fikseringsvest stealth, smal dynamic S		
2012-1444			Fikseringsvest stealth, smal dynamic M		
2012-1445			Fikseringsvest stealth, smal dynamic L		
2012-1446			Fikseringsvest stealth, smal dynamic XL		
2012-1448			Fikseringsvest stealth, classic dynamic glidelås S		
2012-1449			Fikseringsvest stealth, classic dynamic glidelås M		
2012-1450			Fikseringsvest stealth, classic dynamic glidelås L		
2012-1451			Fikseringsvest stealth, classic dynamic glidelås XL		
2012-1452			Fiksering Stealth Y-brystsese S		
2012-1453			Fiksering Stealth Y-brystsese M		
2012-1454			Fiksering Stealth Y-brystsese L		
2012-1465			Fiksering Stealth H-brystsese XS		
2012-1466			Fiksering Stealth H-brystsese S		
2012-1467			Fiksering Stealth H-brystsese M		
2012-1468			Fiksering Stealth H-brystsese L		
2012-1440			Forhøyningsbeslag fikseringsvest Stealth rygg (Bør være med)		
2012-1463	291354		Monteringssett MC EL stealth vest (OBS Må ha med)		
2012-1455			Ankelfiksering Stealth med spenne XS		
2012-1456			Ankelfiksering Stealth med spenne S		
2012-1457			Ankelfiksering Stealth med spenne M		
2012-1458			Ankelfiksering Stealth med spenne L		
2012-1459			Ankelfiksering Stealth med spenne XL		
2012-1464	291355		Monteringssett MC EL Stealth ankelfiksering (OBS Må ha med)		
ART.NR	NAV	Bilde	ANDRE TILBEHØR	Fratr	Antall
2406-1532	250708		Kurv Spinalus2 ers MC1104/MC1124 ryggmontert (Husk det er konflikt med ryggregulering/ledsagerstyring)		
2406-1522	250704		Speil Spinalus2 ers MC1104/MC1124 hø/ve (Kun motsatt side av styreboks)		
2414-1027	250873		Bord Spinalus2 ers MC1104/MC1124 sb40 hø utskæring ve-mont		
2414-1028	250874		Bord Spinalus2 ers MC1104/MC1124 sb40 ve utskæring hø-mont		

2414-1029	250875		Bord Spinalus2 ers MC1104/MC1124 sb40 u utskjæring		
2414-1030	250876		Bord Spinalus2 ers MC1104/MC1124 sb45 hø utskæring ve-mont		
2414-1031	250877		Bord Spinalus2 ers MC1104/MC1124 sb45 ve utskæring hø-mont		
2414-1032	250878		Bord Spinalus2 ers MC1104/MC1124 sb45 u utskjæring		
2414-1033	250879		Bord Spinalus2 ers MC1104/MC1124 sb50 hø utskæring ve-mont		
2414-1034	250880		Bord Spinalus2 ers MC1104/MC1124 sb50 ve utskæring hø-mont		
2414-1035	250881		Bord Spinalus2 ers MC1104/MC1124 sb50 u utskjæring		
2406-1531	250707		Krykholder Spinalus2 ers MC1104/MC1124 dobbel (ikke sammen med ledsagerstyring)		
2406-1652	291248		Krykholder c-skinne montert dobbel MC1124		
2406-1284			Koppholder Spinalus2 ers MC1104/MC1124		
2006-1174	203810		Holder Stealth ers MC1124/1104 nettbrett/lpad		
2406-1400			Holder mobiltelefon X-Grip ers Spinalus 1 (brukes hvis man bytter armlen)		
2406-1588			Holder mobiltelefon X-Grip ers Spinalus 2		
2406-1506	250691		Fenderhjul ers MC1124 sett		
2406-1620			Vektklosser for bakbom par MC1124 9,8kg		
1507-1177	234426		Krok ers MC1124/1104/MC X for veske/sekk ryggmont		
2406-1224	254826		Veske ers MC1124/MC1104 f armlen Spinalus/Spinalus2		
2406-1504			Veske/Ryggsekk Quantum MC1122		
2406-1519	250701		Lys ers MC1104/MC1124 sett		
2406-1521	250703		Nødstopps ers MC1104/MC1124 fjernbetjent		
1506-1273	66834		Presenning ers Minicrosser XL		
2403-1008	257595		Drivhjul ers MC1124 luft		
2403-1009	250571		Drivhjul ers MC1124 massiv		
2406-1200	250689		Infusjonstativ ers MC1124/1104		
1507-1337	250522		Oppreisningsgrep ers MC1104/MC1124 avtagbar for c-skinne sett		
ART.NR	NAV	Bilde	STYREBOKSFESTE	Fratr	Antall
2406-1042	254318		Parallelforskyver Spinalus2/TB3 Ers MC1104/1124 std hø/ve		
			Styreboks monteres ve side		
ART.NR	NAV		LEDSAGERSTYRING INTELIGENT MO-VIS Bruker og ledsagerstyrt		

2419-1026	250923		Ledsagerstyring R-net Intelligent ers MC1124/MC1104 inkl beslag		
2405-1454	250593		Bryterpanel R-net ers MC1104/MC1124 5 funk for CJSM2 Omni		
2406-1654			Forlenger beslag ledsagerstyr mo-vis høyde og vinkel		
2406-1649			Nødstopp ryggmontert, P&G R-NET, MC1124		
ART.NR	NAV		LEDSAGERSTYRING INTELIGENT MO-VIS Kun ledsagerstyrt		
2419-1026	250923		Ledsagerstyring R-net Intelligent ers MC1124/MC1104 inkl beslag (Husk fratrekk st.boks+feste)		
2405-1454	250593		Bryterpanel R-net ers MC1104/MC1124 5 funk for CJSM2 Omni		
2406-1643			Ladestikk ekstern montert i C-skinne sete/rygg MÅ HA MED		
2405-1272	255728		Styreboks R-net ers MC1124/1104 std		
2406-1042	254318		Parallelforskyver Spinalus2/TB3 Ers MC1104/1124 std hø/ve		
2406-1654			Forlenger beslag ledsagerstyr mo-vis høyde og vinkel		
2406-1649			Nødstopp ryggmontert, P&G R-NET, MC1124		
ART.NR	NAV			LEDSAGERSTYRING INTELIGENT MO-VIS Bruker og ledsagerstyrt	
2419-1026	250923		Ledsagerstyring R-net Intelligent ers MC1124/MC1104 inkl beslag		
2405-1454	250593		Bryterpanel R-net ers MC1104/MC1124 5 funk for CJSM2 Omni		
2406-1654			Forlenger beslag ledsagerstyr mo-vis høyde og vinkel		
ART.NR	NAV		LEDSAGERSTYRING INTELIGENT MO-VIS Kun ledsagerstyrt		
2419-1026	250923		Ledsagerstyring R-net Intelligent ers MC1124/MC1104 inkl beslag (Husk fratrekk st.boks+feste)		
2405-1454	250593		Bryterpanel R-net ers MC1104/MC1124 5 funk for CJSM2 Omni		
2406-1643			Ladestikk ekstern montert i C-skinne sete/rygg MÅ HA MED		
2405-1272	255728		Styreboks R-net ers MC1124/1104 std		
2406-1042	254318		Parallelforskyver Spinalus2/TB3 Ers MC1104/1124 std hø/ve		
2406-1654			Forlenger beslag ledsagerstyr mo-vis høyde og vinkel		
ART.NR	NAV		LEDSAGERSTYRING FORUS BRUKER OG LEDSAGERSTYRT		
2419-1021	250918		Ledsagerstyring ers MC1124/MC1104 guide m beslag Spinalus/Spinalus2		
2405-1479	250607		Ledsagerstyring R-net ers MC1124/MC1104 styingsenhet dual		
2405-1453	250592		Bryterpanel R-net ers MC1104/MC1124 5 funk for CJSM		
ART.NR	NAV		LEDSAGERSTYRING FORUS KUN LEDSAGERSTYRT		
2419-1021	250918		Ledsagerstyring ers MC1124/MC1104 guide m beslag Spinalus/Spinalus2		
2405-1476	250605		Ledsagerstyring R-net ers MC1124/1104 styingsenhet i guide kun ledsagerstyring		
2405-1453	250592		Bryterpanel R-net ers MC1104/MC1124 5 funk for CJSM		
2405-1272	255728		Styreboks R-net ers MC1124/1104 std		
2406-1042	254318		Parallelforskyver Spinalus2/TB3 Ers MC1104/1124 std hø/ve		
ART.NR	NAV		ENKEL LEDSAGERSTYRING - joystick montert bak på rygg, bruker og ledsagerstyrt.		

2419-1017	250915		Ledsagerstyring R-net ers MC1124/1104 joystick m feste ryggmont		
2405-1453	250592		Bryterpanel R-net ers MC1104/MC1124 5 funk for CJSM		
2419-1018	250916		Støttepute Spinalus2 ers MC1104/MC1124 ledsagerst dual R-net		
ART.NR	NAV		BRYTERPANEL FOR SETEFUNKSJONER		
2405-1453	250592		Bryterpanel R-net ers MC1104/MC1124 5 funk for CJSM		
2405-1454	250593		Bryterpanel R-net ers MC1104/MC1124 5 funk for CJSM2 Omni		
2405-1455	250594		Bryterpanel R-net ers 5 funk for CJSM med feste arml/Styreboks		
2405-1456	250595		Bryterpanel R-net ers 5 funk for CJSM2 Omni med feste arml/styreboks		
	NAV	Bilde	GYRO	Fratr	Antall
2405-1440	250587	GYRO	Gyro R-net ers MC1104/1124 modul (Std på Low rider)		
ART.NR	NAV	Bilde	ALTERNATIVE HOVEDSTYREBOKSER (MASTER)	Fratr	Antall
2405-1272	255728		Styreboks R-net ers MC1124/1104 std		
2405-1437	250584		Styreboks R-NET JSM-LED-L ers MC1104/1124		
2405-1439	250586		Styreboks R-net CJSM2 Bluetooth ers MC1104/1124		
2405-1587	250683		Styreboks R-net OMNI2 ers MC1124/MC1104/Minicrosser display		
2406-1567			Støtbøyle til R-net styreboks (std st-boks MC1124)		
2406-1056			Støtbøyle til R-net styreboks (std st-boks X-Joy)		
2406-1057			Støtbøyle til R-net CJSM2 Styreboks		
ART.NR	NAV		Bilde	JOYSTICKER (krever MASTER styreboks i tillegg)	Fratr
2405-1469	250601		Joystick Allround R-net ers MC1124/MC1104		
2405-1472	250604		Joystick Allround Omni ers MC1124/MC1104		
2405-1470	250602		Joystick Allround R-net Light ers MC1124/MC1104		
2405-1482	250610		Joystick Allround Omni Light ers MC1124/MC1104		
2405-1641			Joystick heavy duty R-net		
2405-1640			Joystick heavy duty Omni		
2405-1467	250599		Joystick Micro ers MC1124/MC1104		
2405-1480	250608		Joystick Micro ers MC1124/MC1104 Omni		
2405-1468	250600		Joystick Multi ers MC1124/MC1104		
2405-1481	250609		Joystick Multi ers MC1124/MC1104 Omni		
2405-1488	250616		Monteringsett joystick Allround ers MC1124/MC1104 bord		
2405-1489	250617		Monteringsett joystick Allround ers MC1124/MC1104 6mm		
2405-1490	250618		Monteringsett joystick Allround ers MC1124/MC1104 8mm		

2405-1491	250619		Hakestyringssett Allround 600384I46:I755 ers MC1124/MC1104		
ART.NR	NAV	Bilde	Midtstyring	Fratr	Antall
2406-1722			Midtstyring Stealth gatlin roterbar arm + L-arm		
2406-1723			Midtstyring Stealth gatlin feste for Armlen h,justerbar (Må med)		
2406-1724			Midtstyring Stealth gatlin feste joystick R-net (velg joystick feste)		
2406-1725			Midtstyring Stealth gatlin feste Joystick allround Mo-vis		
2406-1726			Midtstyring Stealth gatlin feste Joystick Multi Mo-vis		
2406-1727			Midtstyring Stealth gatlin feste Joystick Micro Mo-vis		
2406-1728			Midtstyring Stealth gatlin feste joystick/tilbehør universal		
ART.NR	NAV		Bilde	DIV STYREUTSTYR	Fratr
2405-1493	250621		Bryter Twister Button ers MC1124/MC1104 1500mm sort		
2405-1494	250622		Bryter Twister Button ers MC1124/MC1104 1500mm rød		
2405-1495	250623		Bryter Twister Button ers MC1124/MC1104/X-Loy 1500mm gul		
2405-1496	250624		Bryter Twister Button ers MC1124/MC1104 300mm sort		
2405-1497	250625		Bryter Twister Button ers MC1124/MC1104 300mm rød		
2405-1498	250626		Bryter Twister Button ers MC1124/MC1104 300mm gul		
2405-1492	250620		Monteringssett Twister Basic 1 ers MC1124/MC1104		
2405-1499	250627		Monteringsfeste Twister Bended Tube Ers MC1124/MC1104 1500mm sort		
2405-1500	250628		Monteringsfeste Twister Bended Tube Ers MC1124/MC1104 1500mm rød		
2405-1501	250629		Monteringsfeste Twister Bended Tube Ers MC1124/MC1104 1500mm gul		
2405-1502	250630		Monteringsfeste Twister Bended Tube Ers MC1124/MC1104 300mm sort		
2405-1503	250631		Monteringsfeste Twister Bended Tube Ers MC1124/MC1104 300mm rød		
2405-1504	250632		Monteringsfeste Twister Bended Tube Ers MC1124/MC1104 300mm gul		
2405-1505	250633		Satelite Twister Ers MC1124/MC1104 sort kabel 300mm		
2405-1506	250634		Satelite Twister Ers MC1124/MC1104 rød kabel 300mm		
2405-1507	250635		Satelite Twister Ers MC1124/MC1104 gul kabel 300mm		
2405-1508	250636		Multi Swing Arm Ers MC1124/MC1104 hø		
2405-1509	250637		Multi Swing Arm Bundle Ers MC1124/MC1104 hø (opp/ned)		
2405-1510	250638		Multi Swing Arm Ers MC1124/MC1104 ve		
2405-1511	250639		Multi Swing Arm Bundle Ers MC1124/MC1104 ve (opp/ned)		
2405-1512	250640	Monteringsfeste Multi Swing Ers MC1124/MC1104			
2405-1513	250641	Motor Multi Swing Ers MC1124/MC1104			
2405-1514	250642	Stereo to mono splitter Ers MC1124/MC1104			
2405-1515	250643	Manual Swing Ers MC1124/MC1104 hø			

2405-1516	250644		Manual Swing Bundle Ers MC1124/MC1104 hø (opp/ned)
2405-1517	250645		Manual Swing Ers MC1124/MC1104 ve
2405-1518	250646		Manual Swing Bundle Ers MC1124/MC1104 ve (opp/ned)
2419-1072	250647		Monteringsfeste Manual Swing Ers MC1124/MC1104 Q2M
2405-1710			Midtstyring kit. tri-lock arm med fester Spinalus2
2405-1520	250648		Battlad USB R-net ers MC1124/MC1104 3A
2405-1273	250579		Aktuatorboks R-net ers MC1104/MC1124 6 funk+lys
2405-1452	250591		Buskabel R-net ers MC1104/MC1124 fordeler 4-stikk
2405-1275	250580		Buskabel R-net ers MC1104/MC1124 2,5m
2405-1276	250581		Buskabel R-net ers MC1104/MC1124 1,0m
2405-1305	250582		Buskabel R-net ers MC1104/MC1124 1,2m
2405-1441	250588		Buskabel R-net ers MC1104/MC1124 1,5m
2405-1457	250596		Buskabel R-net ers MC1104/MC1124 0,5m
2405-1458	250597		Buskabel R-net ers MC1104/MC1124 2,0m
2405-1459	250598		Buskabel R-net ers MC1104/MC1124 0,3m
2405-1116			Battlad Power Buddy LED f mobtlf/nettbrett med LED lys
2405-1187	203923		Plug Air Safe ers MC1124/1104
2405-1334	203925		Ladegrep Recharge ers MC1124/1104 stort m socket
2405-1412	250583		Hodestyring I-drive ers MC1124/1104
2406-1241	250690		Holder Magic Arm multireg m håndskrue
2405-1592			Joystickgrep Bodypoint 152mm lang stang PC104b(PG)
2405-1590			Joystickgrep Bodypoint U-grep liten 3" PC101B(PG)
2405-1144			Joystickgrep Bodypoint U-grep stor 4" fleksic102A (PG)
2405-1593			Joystickgrep Bodypoint halvkule gummi grep PC107B(PG)
2405-1595			Joystickgrep Bodypoint soppformet PC110B(PG) tilpassbar
2405-1632			Joystickgrep std R-net og VR2 PG
2405-1633			Joystickgrep gul stor skumball PG
2405-1634			Joystickgrep T-grep bredde 80mm PG
2405-1635			Joystickgrep tykk stang H80 mm B24 mm PG
2405-1636			Joystickgrep soppformet H45 mm B44 mm PG
2405-1637			Joystickgrep kule 32 mm hard PG
2405-1638			Joystickgrep kule 38 mm hard PG
2405-1639			Joystickgrep hakstyring skålformet PG
2405-1360			Joystickgrep kule skintrukket MC
2405-1487	250615		Joystickgrep Allround ers MC1124/MC1104 ball 6,35mm(passer PG styrebokser. Ruglete)
2405-1484	250612		Joystickgrep Micro ers MC1124/MC1104 ball (passer Mo-vis Micro joystick)
2405-1485	250613		Joystickgrep Micro ers MC1124/MC1104 cup (passer Mo-vis Micro joystick)

2405-1486	250614		Joystickgrep Multi ers MC1124/MC1104 ball 4mm (Passer Mo-vis Multi joystick)		
ART.NR	NAV	Bilde	LADER / BATTERI	Fratr	Antall
1523-1111	253737		Batteri Haze HZY-EV12-55 ers MC1124/ 60ah gel std		
1523-1141	263774		Battlad Victron ers MC1124/MC1104/Victory 130XL/Luna/Lunetta 8A std		
ART.NR	NAV		TJENESTER	Fratr	Antall
1599-1117	250976		Utprøving		
1599-1112	250984		Individuell tilpasning (spesialtilpasning) timepris		
1599-1116	250981		Frakt/opplæring bruker		
1599-1108	250983		Reisetid timepris		
1599-1110	250985		Reparasjon pr t		
9999-1003			Km		
9999-1039			Materiell tekn avd		
9999-1038			Materiell sømavd		
1599-1113	250977		Tilpasning timespris brukt 1124		
			Bruk individuell tilpassning både når det skal lages på teknisk her og på fabrikk.		
			Men skriv på ordren hvor spesialtilpassningen skal utføres!		



Brukers mål:		CM
SITTEBREDDE A: Måles i rett linje over den bredeste delen av hoften.		
RYGGHØYDE B: Måles fra sittepute til overkant skulder.		
ALBUEHØYDE C: Måles fra sittepute til albue. (Armlene høyde)		
SETEDYBDE D: Måles fra Knehase til bakerste punkt på baken.		
UNDERARMSLENGDE E: Måles fra Albuespiss til håndledd.		
LEGGLENGDE F: Måles fra knehase til under foten med vanlig skotøy.		

