

# PRODUKTINFORMASJON MC1124 MED TOBII TALEMASKIN

Skytta 01.03.22

Medema Norge AS har sammen med Tobii Dynavox en løsning hvor vi kan styre stolens setefunksjoner med øyestylingen via Tobii kommunikasjonsenhet.

Man vil enkelt kunne justere ryggvinkling, sete-tilt, seteheis, benstøtte og eventuelt andre ekstrafunksjoner.

Denne løsningen er spesielt tiltenkt for brukere med diagnosen ALS, men vil også kunne være nyttig i mange andre tilfeller. Løsningen gjør at brukere ikke er avhengig av assistanse for å gjøre endringer på sittestilling og vil samtidig kunne opprettholde selvstendigheten mye lengre.

Det er mulig med ettermontering på tidligere leverte MC1124.



- Det må brukes styreboks Omni2 Display for at dette skal fungere.


Varenummer	Produktnavn	Nav artnr
2405-1587	Styreboks R-net OMNI2 ers MC1124 display	250683
2406-1668	Stativ Tobii VMS til MC1124 Spinalus 1 og 2 sete	288892
2406-1670	Kit øyestyling TOBII S R-NET	
2406-1712	Avtagbart feste til VMS stativ Tobii MC 1124 Spinalus 1 og 2	

- Gjelder ers MC1124/MC1104 i post 16-18-21-22 og 27.





2406-1668 stativ for Tobii monteres i C-skinne på stolen.



På bildet over ser man hvordan grensesnittet på løsningen ser ut, fire piler (opp, ned, høyre og venstre) og en mode-knapp mellom pilene.





Med vennlig hilsen  
[Medema Norge AS](#)  
Per Kristian Gustavsen



medemagruppen