

# Bestillingsdata

Versjon/dato:29.06.2021

Tilbud  Ordre

Quantum 4Front Jr TB3 FWD Post 21  
Quantum 4Front El Jr TB3 FWD Post 22



medemagruppen

Referanse	
Bruker	
Dato	
Telefon	
Fakturaadresse	
Leveringsadresse	

**Quantum 4Front Jr TB3 FWD Leveres std med:**  
TB3 sete sb30-40 sd 30-40 rh 56cm **SETEBREDDE 35cm**  
Tilt el 50gr  
Seteløft el 25cm  
Rygg vreg man  
Benst man delt utsvingbar  
Inkl batt+lader  
hodestøtte  
Kjørehåndtak med gassreg rygghendel



**Teknisk informasjon:**  
- Brukervekt 136 kg  
- Hastighet 10 km/h  
- Totalbredde 62 cm  
- Totallengde m benstøtter 116 cm  
- Hindertagning 6 cm  
- Setehøyde u pute std fra 45  
- Rygghøyde 40-48cm



**Quantum 4Front El Jr TB3 FWD Leveres std med:**  
TB3 sete sb40-50 sd 40-50 rh 56cm **SETEBREDDE 40cm**  
Tilt el 50gr  
Seteløft el 25cm  
Rygg vreg el  
Benst el sentermont delt  
Inkl batt+lader  
hodestøtte



**Teknisk informasjon:**  
- Brukervekt 136 kg  
- Hastighet 10 km/h  
- Totalbredde 62 cm  
- Totallengde m benstøtter 116 cm  
- Hindertagning 6 cm  
- Setehøyde u pute std fra 45  
- Rygghøyde 53-61cm












Varenr	HMS nr	Bilde	KOMPLETT STOL - med tilt og seteløft for barn/små voksne (post 21)	Fratr	Antall
2400-1236	250569		Ers styrel Quantum 4Front Junior FWD TB3 Jr sb35 sd30-40 seteløft el rygg vreg man tilt el benst man 10km/t gyro		
Varenr	HMS nr	Bilde	KOMPLETT STOL - med elektriske setefunksjoner for barn/små voksne (post22)	Fratr	Antall
2400-1234	250567		Ers styrel Quantum 4Front El Junior FWD TB3 Jr sb40 sd40-50 seteløft el rygg vreg el tilt el benst el 10km/t gyro		

Varenr	HMS nr	SITTEENHET (post21)	Fratr	Antall
2407-1257	250746	Sitteenhet TB3 ers 4Front sb30-40 sd30-40 rygg vreg man u puter		
2407-1256	250745	Sitteenhet TB3 ers 4Front sb40-50 sd40-50 rygg vreg el u puter		
Varenr	HMS nr	SITTEENHET (post22)	Fratr	Antall
2407-1256	250745	Sitteenhet TB3 ers 4Front sb40-50 sd40-50 rygg vreg el u puter		
2407-1257	250746	Sitteenhet TB3 ers 4Front sb30-40 sd30-40 rygg vreg man u puter		
Varenr	HMS nr	SETEPUTER	Fratr	Antall
2407-1288		Pute sete TB3 ers 4Front jr sb35 std (post21)		
2407-1287		Pute sete TB3 ers 4Front jr sb40 sd40 std (post22)		
2407-1285	250768	Pute sete Tru-Comfort2 ers 4Front sb40 sd35 dyp kontor CoolCore		
2407-1284	250767	Pute sete Tru-Comfort2 ers 4Front sb40 sd40 dyp kontor CoolCore		
2407-1283	250766	Pute sete Tru-Comfort2 ers 4Front sb40 sd45 dyp kontor CoolCore		
2407-1282	250765	Pute sete Tru-Comfort2 ers 4Front sb40 sd50 dyp kontor CoolCore		
2407-1281	250764	Pute sete Tru-Comfort2 ers 4Front sb45 sd40 dyp kontor CoolCore		
2407-1280	250763	Pute sete Tru-Comfort2 ers 4Front sb45 sd45 dyp kontor CoolCore		
2407-1279	250762	Pute sete Tru-Comfort2 ers 4Front sb45 sd50 dyp kontor CoolCore		
2407-1278	250761	Pute sete Tru-Comfort2 ers 4Front sb45 sd55 dyp kontor CoolCore		
2407-1277	250760	Pute sete Tru-Comfort2 ers 4Front sb50 sd45 dyp kontor CoolCore		
2407-1276	250759	Pute sete Tru-Comfort2 ers 4Front sb50 sd50 dyp kontor CoolCore		
2407-1275	250758	Pute sete Tru-Comfort2 ers 4Front sb50 sd55 dyp kontor CoolCore		
2407-1324	250804	Pute sete Solution ers 4Front sb25 sd25 m gel ilegg CoolCare		
2407-1323	250803	Pute sete Solution ers 4Front sb25 sd30 m gel ilegg Cool Care		
2407-1322	250802	Pute sete Solution ers 4Front sb30 sd25 m gel ilegg CoolCare		
2407-1321	250801	Pute sete Solution ers 4Front sb30 sd30 m gel ilegg Cool Care		
2407-1320	250800	Pute sete Solution ers 4Front sb35 sd30 m gel ilegg Cool Care		
2407-1319	250799	Pute sete Solution ers 4Front sb35 sd35 m gel ilegg Cool Care		
2407-1318	250798	Pute sete Solution ers 4Front sb35 sd40 m gel ilegg Cool Care		
2407-1317	250797	Pute sete Solution ers 4Front sb35 sd45 m gel ilegg Cool Care		
2407-1316	250796	Pute sete Solution ers 4Front sb40 sd40 m gel ilegg Cool Care		
2407-1315	250795	Pute sete Solution ers 4Front sb40 sd45 m gel ilegg Cool Care		
2407-1314	250794	Pute sete Solution ers 4Front sb40 sd50 m gel ilegg Cool Care		
2407-1313	250793	Pute sete Solution ers 4Front sb45 sd45 m gel ilegg Cool Care		
2407-1312	250792	Pute sete Solution ers 4Front sb45 sd50 m gel ilegg Cool Care		
2407-1311	250791	Pute sete Solution ers 4Front sb50 sd45 m gel ilegg Cool Care		
2407-1310	250790	Pute sete Solution ers 4Front sb50 sd50 m gel ilegg Cool Care		
2407-1299	250779	Pute sete Spectrum Gel ers 4Front sb40 sd45		
2407-1298	250778	Pute sete Spectrum Gel ers 4Front sb40 sd50		
2407-1297	250777	Pute sete Spectrum Gel ers 4Front sb45 sd45		
2407-1296	250776	Pute sete Spectrum Gel ers 4Front sb45 sd50		
2407-1295	250775	Pute sete Spectrum Gel ers 4Front sb45 sd55		
2407-1294	250774	Pute sete Spectrum Gel ers 4Front sb50 sd45		
2407-1293	250773	Pute sete Spectrum Gel ers 4Front sb50 sd50		
2407-1292	250772	Pute sete Spectrum Gel ers 4Front sb50 sd55		
2407-1307	250787	Pute sete Spectrum Foam ers 4Front sb40 sd45 CoolCare		
2407-1306	250786	Pute sete Spectrum Foam ers 4Front sb40 sd50 CoolCare		
2407-1305	250785	Pute sete Spectrum Foam ers 4Front sb45 sd45 CoolCare		
2407-1304	250784	Pute sete Spectrum Foam ers 4Front sb45 sd50 CoolCare		
2407-1303	250783	Pute sete Spectrum Foam ers 4Front sb50 sd45 CoolCare		
2407-1302	250782	Pute sete Spectrum Foam ers 4Front sb50 sd50 CoolCare		
2422-1104	250962	Inkotrekk Ers MC1104/MC1124 etter mål		







Varenr	HMS nr		RYGGPUTER	Fratr	Antall
2418-1138			Pute rygg TB3 ers 4Front jr sb35 h33 std (fratrekk post21)		
2418-1137			Pute rygg TB3 ers 4Front jr sb40 h43 std (fratrekk post22)		
2418-1136	250912		Pute rygg Tru-Comfort ers 4Front sb30 h28		
2418-1135	250911		Pute rygg Tru-Comfort ers 4Front sb35 h33		
2418-1133	250909		Pute rygg Tru-Comfort ers 4Front sb40 h33		
2418-1132	250908		Pute rygg Tru-Comfort ers 4Front sb40 h38		
2418-1131	250907		Pute rygg Tru-Comfort ers 4Front sb40 h43		
2418-1130	250906		Pute rygg Tru-Comfort ers 4Front sb40 h48		
2418-1129	250905		Pute rygg Tru-Comfort ers 4Front sb45 h38		
2418-1128	250904		Pute rygg Tru-Comfort ers 4Front sb45 h43		
2418-1126	250903		Pute rygg Tru-Comfort ers 4Front sb45 h53		
2418-1125	250902		Pute rygg Tru-Comfort ers 4Front sb50 h43		
2418-1124	250901		Pute rygg Tru-Comfort ers 4Front sb50 h48		
2418-1123	250900		Pute rygg Tru-Comfort ers 4Front sb50 h53		
2418-1122	250899		Pute rygg Tru-Comfort ers 4Front sb55 h43		
2418-1134	250910		Pute rygg Tru-Comfort ers 4Front sb55 h48		
2418-1117	250895		Rygg Q-Back ers 4Front dyp sb40		
2418-1114	250892		Rygg Q-Back ers 4Front xdyp sb40		
2418-1116	250894		Rygg Q-Back ers 4Front dyp sb45		
2418-1113	250891	Rygg Q-Back ers 4Front xdyp sb45			
2418-1115	250893	Rygg Q-Back ers 4Front dyp sb50			
2418-1112	250890	Rygg Q-Back ers 4Front xdyp sb50			
Varenr	HMS nr		BENSTØTTER	Fratr	Antall
2408-1367			Benstøtter ers 4Front delt barn 90gr utsving sett std (fratrekk post21)		
2408-1369			Benstøtte TB3 ers 4Front sentermont vreg el std (fratrekk post22)		
2408-1368	250836		Benstøtte TB3 ers 4Front sentermontert vreg man		
2413-1163			Leggstøtte ers 4Front benst sentermont el std		
2413-1162	250866		Leggstøtte ers 4Front benst sentermont el stor		
2408-1394			Fotplate kort 20cm t Pride midmontert benst hø		
2408-1395			Fotplate kort 20cm t Pride midmontert benst ve		
2408-1222	250808		Påbyggingssett ers 4Front benst TB3 el B+10cm		
2408-1223	250809		Påbyggingssett ers 4Front benst TB3 el H+5cm		
2408-1221	250807		Brakett ers 4Front benst TB3 el låse sammen fotplater		

Varenr	HMS nr	ARMLENER	Fratr	Antall
2413-1176		Armlensjern TB3 ers 4Front std kort ve H20-32 u polster		
2413-1178		Armlensjern TB3 ers 4Front std kort hø H20-32 u polster		
2413-1175		Armlensjern TB3 ers 4Front std kort ve H32-40 u polster		
2413-1177		Armlensjern TB3 ers 4Front std kort hø H32-40 u polster		
2413-1172		Armlensjern TB3 ers 4Front std lang ve H20-32 u polster		
2413-1174		Armlensjern TB3 ers 4Front std lang hø H20-32 u polster		
2413-1171		Armlensjern TB3 ers 4Front std lang ve H32-40 u polster		
2413-1173		Armlensjern TB3 ers 4Front std lang hø H32-40 u polster		
2413-1170	250870	Armlenstøtte TB3 ers 4Front		
2413-1166	250868	Bredningsbeslag ers 4Front armlenstøtte		
2413-1155		Polster armlene ers 4Front std 25cm stk		
2413-1154		Polster armlene ers 4Front std 35cm stk		
2413-1156	250860	Polster armlene ers 4Front L35 gel par		
2413-1157	250861	Polster armlene ers 4Front L25 gel par		
2413-1152	250858	Polster armlene Waterfall ers 4Front L35 par		
2413-1153	250859	Polster armlene Waterfall ers 4Front L25 par		
Varenr	HMS nr	HODESTØTTER/SIDESTØTTER/LÅRSTØTTER	Fratr	Antall
2413-1165		Hodestøtte ers 4Front std		
2413-1149	250855	Sidestøtte rygg ers 4Front 7,5x12cm hø		
2413-1148	250854	Sidestøtte rygg ers 4Front 7,5x12cm ve		
2413-1151	250857	Sidestøtte rygg ers 4Front 10x15cm hø		
2413-1150	250856	Sidestøtte rygg ers 4Front 10x15cm ve		
2413-1142	250850	Lårstøtte Spinalus 1+2 ers MC1124 h10 l20 ve fellbar		
2413-1143	250851	Lårstøtte Spinalus 1+2 ers MC1124 h10 l20 hø fellbar		
2413-1194		Polster side/lårstøtte 10x20 MC1124/1104/Lightning/4front		
2413-1065	250463	Polster side/lårstøtte 10x10 MC1124/1104/Lightning/4front		
2412-1013		Polster side/lårstøtte 10x30 MC1124/1104/Lightning/4front		



Varenr	HMS nr	DIV TILBEHØR	Fratr	Antall
2417-1005		 Bilfeste Dahl ers Quantum 4front låseplate sett		
2406-1548	250713	 Krok ers 4Front veske/ryggsekk mm		
2406-1549	250714	 Kjørehåndtak ers 4Front par (std sb35)		
2413-1164	250867	 Klesbeskyttere ers 4Front par		
2414-1036	250882	 Holder respirator/oksygen ers 4Front		
2406-1550		 Drikke system ers 4Front		
2414-1049		Bord Spinalus 1-2 ers MC1124 sb 30-35 ve utskæring hø-mont		
2414-1048		Bord Spinalus 1-2 ers MC1124 sb 30-35 hø utskæring ve-mont		
2414-1058		Bord Spinalus 1-2 ers MC1124 sb 30-35 hø uten utskæring		
2414-1027	250873	 Bord Spinalus2 ers MC1104/MC1124 sb40 hø utskæring ve-mont		
2414-1028	250874	Bord Spinalus2 ers MC1104/MC1124 sb40 ve utskæring hø-mont		
2414-1029	250875	Bord Spinalus2 ers MC1104/MC1124 sb40 u utskæring		
2406-1551	250715	 Holder ers 4Front ryggsekk par		
2406-1546	250711	 Oksygenholder ers 4Front		
2406-1539	250710	 Tilbehørsbeslag ers 4Front		
2406-1504		 Ryggsekk		

ART.NR	NAV	Bilde	POSISJONERINGSUTSTYR - BELTER OG VESTER	Fratr	Antall
2412-1020	250839		Belte rulle Spinalus2 ers MC1124/1104		
2012-1366			Hoftebelte Stealth 2 pkt trykkn 1 drag XS		
2012-1367			Hoftebelte Stealth 2 pkt trykkn 1 drag S		
2012-1409			Hoftebelte Stealth 2 pkt trykkn 1 drag M		
2012-1410			Hoftebelte Stealth 2 pkt trykkn 1 drag L		
2012-1411			Hoftebelte Stealth 2 pkt trykkn 1 drag XL		
2012-1327			Hoftebelte Stealth 2 pkt plastsp 1 drag M		
2012-1331			Hoftebelte Stealth 2 pkt plastsp 1 drag L		
2012-1332			Hoftebelte Stealth 2 pkt plastsp 1 drag XL		
2012-1412			Hoftebelte Stealth 2 pkt trykkn 2drag XS		
2012-1322			Hoftebelte Stealth 2 pkt trykkn 2drag S		
2012-1329			Hoftebelte Stealth 2 pkt trykkn 2drag M		
2012-1333			Hoftebelte Stealth 2 pkt trykkn 2drag L		
2012-1334			Hoftebelte Stealth 2 pkt trykkn 2drag XL		
2012-1460			<b>Monteringssett MC EL Stealth 2 punkts hoftebelte (OBS Må ha med)</b>		
2012-1391			Hoftebelte Stealth 4 pkt trykkn 1 drag XS		
2012-1392			Hoftebelte Stealth 4 pkt trykkn 1 drag S		
2412-1026			Hoftebelte Stealth 4 pkt trykkn 1 drag M		
2012-1325			Hoftebelte Stealth 4 pkt trykkn 1 drag L		
2012-1461			<b>Monteringssett MC EL Stealth 4 punkts hoftebelte (OBS Må ha med)</b>		
2012-1434			Sikkerhetsdeksel tk spenne Stealth hoftebelte XS og S		
2012-1435			Sikkerhetsdeksel tk spenne Stealth hoftebelte M og L		
2012-1436			Feste hoftebelte Stealth cam lock XS og S		
2012-1437			Feste hoftebelte Stealth cam lock M og L		
2012-1438			Feste hoftebelte Stealth cam lock L og XL		
2012-1439			Klemmefeste rørr 22-25mm Stealth fiksering hoftebelter 2 stk		
2012-1360			Brystbelte Stealth , dynamisk 35cm, XS		
2012-1361			Brystbelte Stealth , dynamisk 40cm, S		
2012-1362			Brystbelte Stealth , dynamisk 45cm, M		
2012-1320			Brystbelte Stealth , dynamisk 50cm, L		
2012-1462			<b>Monteringssett MC EL Stealth brystbelte (OBS Må ha med)</b>		
2012-1393			Fikseringsvest Stealth , Classic Dynamic, XS		
2012-1364			Fikseringsvest Stealth , Classic Dynamic, S		
2012-1337			Fikseringsvest Stealth , Classic Dynamic, M		
2012-1339			Fikseringsvest Stealth , Classic Dynamic, L		
2012-1441			Fikseringsvest Stealth , Classic Dynamic, XL		
2012-1442			Fikseringsvest stealth, smal dynamic XS		
2012-1443			Fikseringsvest stealth, smal dynamic S		
2012-1444			Fikseringsvest stealth, smal dynamic M		
2012-1445			Fikseringsvest stealth, smal dynamic L		

2012-1446			Fikseringsvest stealth, smal dynamic XL	
2012-1447			Fikseringsvest stealth, classic dynamic glideåls XS	
2012-1448			Fikseringsvest stealth, classic dynamic glideåls S	
2012-1449			Fikseringsvest stealth, classic dynamic glideåls M	
2012-1450			Fikseringsvest stealth, classic dynamic glideåls L	
2012-1451			Fikseringsvest stealth, classic dynamic glideåls XL	
2012-1452			Fiksering Stealth Y-brustesele S	
2012-1453			Fiksering Stealth Y-brustesele M	
2012-1454			Fiksering Stealth Y-brustesele L	
2012-1465			Fiksering Stealth H-brustesele XS	
2012-1466			Fiksering Stealth H-brustesele S	
2012-1467			Fiksering Stealth H-brustesele M	
2012-1468			Fiksering Stealth H-brustesele L	
2012-1440			Forhøyningsbestag fikseringsvest Stealth rygg (Bør være med)	
2012-1463			Monteringssett MC EL stealth vest (OBS Må ha med)	
2012-1455			Ankelfiksering Stealth med spenne XS	
2012-1456			Ankelfiksering Stealth med spenne S	
2012-1457			Ankelfiksering Stealth med spenne M	
2012-1458			Ankelfiksering Stealth med spenne L	
2012-1459			Ankelfiksering Stealth med spenne XL	
2012-1464			Monteringssett MC EL Stealth ankelfiksering (OBS Må ha med)	