

# SINA Comfort XXL

## - Dusjvogn for tunge brukere



### SINA Comfort XXL

Dette er en dusjvogn for de tyngre behovene, med brukervekt inntil 250 kg!

SINA Comfort XXL leveres med elektrisk høyderegulering (24V batteridrift), og gasshydraulisk tilt fra  $-11^{\circ}$  til  $+14^{\circ}$ .

Dusjvognen har store lettrullende 125 mm hjul montert på uavhengige hjuloppheng som sikrer at vognen står stabilt også på ujevnt underlag. 4 av hjulene er utstyrt med brems som låser sikkert for maksimal stabilitet.

SINA Comfort XXL er produsert i rustfritt stål med teflonforinger i alle bevegelige ledd for maksimal driftssikkerhet og levetid.

Sidegrinder på langsiden er nedfellbare for enkel forflytning inn og ut av dusjvognen.

Dusjmatten i kraftig plastmateriale er polstret for maksimal liggekromfort.

#### Tekniske data:

Bredde utv.:	<b>99 cm</b>	Maks. brukervekt:	<b>250 kg</b>
Lengde utv.:	<b>204 cm</b>	Driftsspenning:	<b>24V</b>
Høyderegulering:	<b>72 - 104 cm</b>	Strømforbruk:	<b>5 A</b>
Tiltregulering:	<b><math>-11^{\circ}/+14^{\circ}</math></b>	Kapasitet:	<b>20 løft opp/ned</b>
Egenvekt:	<b>140 kg</b>	Tetthetsklasse:	<b>IP55</b>
		Artikkelnummer:	<b>930510000</b>

Ta kontakt for pristilbud eller ytterligere informasjon.

**Medema Norge AS**

*Din leverandør av hygienehjelpemidler!*