

i2i

hode- og nakkestøttesystem

Det mest populære produktet fra Stealth er uten tvil i2i-hodestøtten.

Mange rullestolbrukere sliter med å holde hodet oppe. De får ikke med seg det som skjer rundt dem, og uten øyekontakt blir det en utfordring å kommunisere ordentlig. Når hodet henger fram, er det også vanskelig å svelge. I2i ble utviklet for nettopp å løse disse problemene.



- Støtter opp i nakken, skulderbuen og på sidene av halsen.
- Leveres i størrelser fra svært små til store.
- Settes på og tas av ved hjelp av et leddet oppsvingsystem.
- Har bøyelige armer.
- Kan leveres med lange eller korte armer.
- Fås også med saueskinnstrekk for økt komfort og avlastning mot ømfintlig hud.

Standard

- Multiregulerbar nakkestøtte med neoprentrekk
- Bøyelige armer
- Høy eller lav profil i nakkegroppen
- Stillbar hakestøtte
- Oppsvingfunksjon
- Komplette feste med 4 hull til montering på flat ryggplate

Varenr	"Armlengde"	Max. nakke omkrets	Max. nakke bredde
i2i 280	12 cm	18 cm	7,5 cm
i2i 380	14 cm	23 cm	9 cm
i2i 480	18 cm	28 cm	10 cm
i2i 481	11 cm	28 cm	10 cm
i2i 580	20 cm	35,5 cm	11,5 cm
i2i 581	14 cm	35,5 cm	11,5 cm
i2i 680	22 cm	40,5 cm	12,5 cm
i2i 681	15 cm	40,5 cm	12,5 cm
i2i 780	24 cm	45,5 cm	14,5 cm
i2i 781	16 cm	45,5 cm	14,5 cm

Varenummer	HMS art.nr.	i2i hodestøtte med høy nakkeprofil
i2i280		Hodestøttesystem i2i, Stealth XX-Small standard (arm 12cm)
i2i380	173602	Hodestøttesystem i2i, Stealth X-Small standard (arm 14cm)
i2i480	145188	Hodestøttesystem i2i Stealth Small lang arm (arm 18cm)
i2i580	145189	Hodestøttesystem i2i Stealth Medium lang arm (arm 20cm)
i2i680	147283	Hodestøttesystem i2i Stealth Large lang arm (arm 22cm)
i2i780	162597	Hodestøttesystem i2i Stealth X-large lang arm (arm24cm)
Varenummer	HMS art.nr.	i2i hodestøtte med høy nakkeprofil og korte armer
i2i481		Hodestøttesystem i2i Stealth Small, kort arm (arm 11cm)
i2i581		Hodestøttesystem i2i Stealth Medium, kort arm (14cm)
i2i681		Hodestøttesystem i2i Stealth Large, kort arm (arm 15cm)
i2i781		Hodestøttesystem i2i Stealth X-large, kort arm (arm 16cm)
Varenummer	HMS art.nr.	i2i hodestøtte med lav nakkeprofil
i2i-SMALL-LAV		Hodestøttesystem i2i Lavprofil Stealth Small m/stillb arm (arm 18cm)
i2i-MEDIUM-LAV		Hodestøttesystem i2i Lavprofil Stealth Medium m/stillb arm (arm20 cm)
i2i-LARGE-LAV		Hodestøttesystem i2i Lavprofil Stealth Large m/stillb arm (arm22cm)
i2i-XLARGE-LAV		Hodestøttesystem i2i Lavprofil Stealth X-Large m/stillb arm (arm24cm)
TWB-LINK		Ledd ekstra hodestøtte - alle modeller, Stealth
Varenummer	HMS art.nr.	Trekk saueskinn, ekstra mykt til i2i hodestøtter
i2i280-SK		Trekk saueskinn for hodestøtte XX-Small Stealth standard (arm 12cm)
i2i380-SK		Trekk saueskinn for hodestøtte X-Small Stealth standard (arm 14cm)
i2i480-SK		Trekk saueskinn for hodestøtte Small Stealth lang arm (arm 18cm)
i2i580-SK		Trekk saueskinn for hodestøtte Medium Stealth lang arm (arm 20cm)
i2i680-SK		Trekk saueskinn for hodestøtte Large Stealth lang arm (arm 22cm)
i2i780-SK		Trekk saueskinn for hodestøtte X-large Stealth lang arm (arm24cm)
i2i-SMALL-LAV-SK		Trekk saueskinn for hodestøtte Small Lavprofil Stealth m/stillb arm (arm 18cm)
i2i-MEDIUM-LAV-SK		Trekk saueskinn for hodestøtte Medium Lavprofil Stealth m/stillb arm (arm20 cm)
i2i-LARGE-LAV-SK		Trekk saueskinn for hodestøtte Large Lavprofil Stealth m/stillb arm (arm22cm)
i2i-XLARGE-LAV-SK		Trekk saueskinn for hodestøtte X-Large lavprofil stealth m/stillb arm (arm24cm)

i2i

hode- og nakkestøttesystem

Noen ganger får man ikke i2i til å fungere etter hensikten, fordi brukeren har sterke ekstensjonsspasmer i nakke og overkropp. Nakkestøttearmene kan bli bøyd ut av stilling, fordi vedkommende skyver seg oppover og bakover i stolen.

Skjer dette, kan det være en løsning å supplere i2i med en pute mot bakhodet, slik at ekstensjonsutslagene reduseres.

Standard

- Multiregulerbar nakke- og hodestøtte med neoprentrekk
- Bøyelege armer
- Lav profil i nakkegroppen
- Trinnløst posisjonerbar bakhodestøtte
- Stillbar hakestøtte
- Oppsvingfunksjon
- Komplette feste med 4 hull til montering på flat ryggplate



- Støtter opp i nakken, skulderbuen og på sidene av halsen.
- Bakhodestøtte for reduksjon av spasmeutslag
- Leveres i størrelser fra svært små til store.
- Settes på og tas av ved hjelp av et leddet oppsvingsystem.
- Har bøyelege armer.

Varenummer	Ultra hodestøtte
Ultra-Small-i2i	Ultra Small m/hodepute 15x9 + i2i lav, stillbar arm (arm 18cm)
Ultra-Medium-i2i	Ultra Medium m/ hodepute 15x9 + i2i lav, stillbar arm (arm 20cm)
Ultra-Large-i2i	Ultra Large m/hodep. 15x9+i2i lav, stillbar arm (arm 22cm)
TWB-LINK	Ledd ekstra hodestøtte - alle modeller, Stealth



- Støtter opp i nakken, skulderbuen og på sidene av halsen.
- Bakhodestøtte for reduksjon av spasmeutslag, supplert med regulerbare lateralstøtter.
- Leveres i 3 størrelser.
- Settes på og tas av ved hjelp av et leddet oppsvingsystem.
- Har bøyelege armer.

Det er også mulig å levere i2i kombinasjon med Combo-hodestøtte. På denne løsningen er bakhodeputen supplert med bredderegulerbare «ørelapper».

Fordelene med i2i opprettholdes, samtidig som det blir mulig å gi ytterligere støtte for hodet lenger opp.

Standard

- Multiregulerbar nakke- og hodestøtte med neoprentrekk
- Bøyelege armer
- Lav profil i nakkegroppen
- Trinnløst posisjonerbar bakhodestøtte med justerbare lateralstøtter
- Stillbar hakestøtte
- Oppsvingfunksjon
- Komplette feste med 4 hull til montering på flat ryggplate

Varenummer	HMS art.nr.	Combo hodestøtte
COMBO-I2I-SMALL		Hodestøtte Combo i2i lavprofil, small, stillbar arm (arm
COMBO-I2I-LARGE		Hodestøtte Combo i2i lavprofil, large, Stealth
COMBO-I2I-XLARGE	174006	Hodestøtte Combo i2i lavprofil, Xlarge, Stealth
TWB-LINK		Ledd ekstra hodestøtte - alle modeller, Stealth