

Elexo XXL

- hygienestol



Elexo XXL hev-/ senk dusj og toalettstol

Pleie av tunge pasienter med tradisjonelle hygienestoler er krevende for pleiepersonellet. Personalet må ofte utføre sitt arbeide i krevende stillinger som medfører uheldige belastninger på rygg og nakke. Med den elektrisk høyderegulerbare Elexo XXL stolen unngås dette, og medvirker til en langt bedre pleiesituasjon for så vel personalet som for pasient.

Elexo XXL har en unik løftemekanisme som samtidig tilter setet bakover når den heves. Dette gir pasienten størst mulig trygghet, og personalet for en bedre arbeidsstilling. Når stolen er maksimalt hevet tilter setet 17 grader bakover.

Elexo XXL har et ergonomisk utformet sete, leggstøtte og lange armlen for maksimal komfort og trygghet.



medemagruppen

Egenskaper:

- Enkel elektrisk høydejustering med håndbetjening, batteriindikator
- Tilt til 17 grader bakover
- 3 hjul med brems
- 1 hjul med retningssperre
- Meget stabil med 2 løfteaktuatorer
- Holder for bekken/potte
- Automatisk avstengning etter 60 minutter
- Enkel opplading med medfølgende lader
- Nedfellbare armlen
- 2-delt sete med hygieneåpning
- Ergonomisk sete og rygg
- Ergonomisk leggstøtte
- Svingbare og avtakbare fotstøtter



Tilbehør:

- Høyde- og dybderegulerbar hodestøtte



Tekniske data:

Maks brukervekt:	220 kg
Egenvekt:	75 kg
Setetilt:	17 grader
Setehøyde:	52 – 113 cm
Setebredde:	68 cm
Setedybde:	55 cm
Batterikapasitet:	2x 12V / 7,2 Ah
Lader:	230V / 50 Hz
Driftsspenning:	24 V
Maks effekt:	240 W
Sikkerhet:	<ul style="list-style-type: none">- Av/på bryter- Nødstop- Nødsenk
Total bredde:	88 cm
Total lengde:	128 cm
Total høyde:	102 – 142 cm

Varenummer:	Varenavn:
51005300	Dusjtoastol med tilt og hjul Lopital Elexo XXL220 kg sb68
68405500	Hodestøtte dusjtoastol Tango/Flexo/Elexo fra 02/2015

Medema Norge AS

Din leverandør av hygienehjelpemidler