

draisin MinusX

Hør hva en av våre kunder sier:

«Spesialsykkelen MinusX har gitt meg en helt ny mobilitet. Nå har jeg funnet en varig hjelper for å gå ned i vekt. Å være på tur i friluft uten å overbelaste leddene er blitt helt uunnværlig for meg. Endelig kan jeg dra på lange sykkelturner sammen med familie, venner og kjente!

Og her går det unna! Det gir meg mot og livsglede på ny. Det er kjempegøy å kunne vise seg i offentligheten og bevege seg aktivt til tross for bevegelseshemmingen. Med sitt gode design er MinusX et bilde på nyvunnet livsglede som også dekker mine estetiske behov. Kort sagt: stilig, livlig, praktisk og midt i blinken for meg! Den sterke elektromotoren gir meg støtte når jeg trenger det, og beskytter meg også mot overbelastning. Og nå er bakker ingen hindring lenger...

... for meg begynner livet på nytt.»



Navn og beskrivelse:

- MinusX 22" hjul HD bredt sete, dobbelt batteripakke 11Ah, godkjent brukervekt 250 kg
- Heinzmann hjelpemotor med dobbelt batteripakke
- Spesial forsterket sykkel og felg
- Kurv
- Bredd sete-enhet ca 60 cm
- Varenummer: 500100201185
- HMS art nr : 215040

Draisin GmbH utvikler og produserer: barnesykler, trehjuls sykler, tandem sykler, elsykler, sykler for eldre, spesialsykler, spesialbygde sykler, reklamekjøretøy, last- og transportsykler, tilbehør og hjelpemidler.

Produktkataloger kan leses på eller lastes ned fra www.medema.no.



medemagruppen

Medema Norge AS
Stamveien 6
1481 Hagan
Postboks 133, 1483 Skytta

Telefon +47 67 06 49 00
Telefaks +47 67 06 49 90

firmapost@medema.no
www.medema.no

Brukervekt
opptil 250 kg



medemagruppen



MinusX

Draisin-spesialsykkel for «sterke personligheter»
øker mobiliteten og livskvaliteten!

draisin MinusX · Utstyr



Oppoverbakker – er ikke noe problem takket være den kraftige elektromotoren.



Setehøyden – er optimal for både på- og avstigning.



Ryggstøtten – på det behagelige setet kan stilles inn for å passe til alle behov.



Tråingen – går som en lek med sykkelens knevennlige og behagelige tråfunksjon.



Motordisplay – har et ergonomisk tastatur som er lett å betjene.




Fotplatene på høyre og venstre side – De forhindrer at føttene sklir bakover og gir en sikker pedalbevegelse.



El-motoren – befinner seg bak og driver begge bakhjulene symmetrisk via differensialen.

Hydrauliske bremseser – på alle tre hjul.



Styret – kan skyves forover eller trekkes bakover ved hjelp av hurtigstrammeren, noe som gjør det lett å gå av og på sykkelen og finne en behagelig sittestilling.



Forsterkede felger – tåler både høy belastning sideveis og langtidsbelastning.



Vanntett veske – er integrert i ryggen på setet, og egner seg godt til å oppbevare personlige ting og/eller regnklær.



Stokkholder – er plassert bak på begge sidene.