



medemagruppen

Nyhet! Rullator til
utendørs bruk



medemagruppen

MALTE / MALTE Outdoor 2016

Malte / Malte Outdoor

- Den kompakte og allsidige bakovervendte rullatoren!



Malte Outdoor er den eneste rullatoren vi kjenner til som er testet og godkjent for utebruk. Den er naturligvis testet etter EN-12182, den har også bestått EN ISO 11199-2:2005 og EN ISO 11199-3:2005, som er kravene for utebruk.

MALTE er et ganghjelpemiddel som er egnet for mindre barn og videre opp i tenårene. **MALTE** er en kompakt rullator. Den åpne rammefront gir stabilitet og bevegelsesfrihet.

De individuelle høyde- og breddejusterbare håndtakene gjør det enkelt å tilpasse rullatoren til brukeren.

Den enkle sammenleggbare rammen tar liten plass under transport og lagring.

Den justerbare hoftestøtten tillater korrigering og støtter ved såvel stå som gangfunksjon og kan enkelt fungere som ryggstøtte.



Fyller lite sammenlagt

Alle modeller er med ryggesperre, retningssperre og slepebrems som standard.

	MALTE Str 1	MALTE Str 2	MALTE Str 3	MALTE Str 4	MALTE Outdoor Str 1	MALTE Outdoor Str 2	MALTE Outdoor Str 3	MALTE Outdoor Str 4
Høyde håndtak	34 - 58 cm	51 - 75 cm	68 - 94 cm	87 - 113 cm	34 - 58 cm	51 - 75 cm	68 - 94 cm	87 - 113 cm
Høyde underarmstøtte	46 - 70 cm	63 - 87 cm	79 - 103 cm	98 - 124 cm	46 - 70 cm	63 - 87 cm	79 - 103 cm	98 - 124 cm
Bredde mellom håndtak	22 - 36 cm	30 - 44 cm	38 - 52 cm	43 - 57 cm	22 - 36 cm	30 - 44 cm	38 - 52 cm	43 - 57 cm
Setehøyde	33 cm	45 cm	60 cm	70 cm	33 cm	45 cm	60 cm	70 cm
Total bredde	51 cm	61 cm	68 cm	75 cm	56 cm	66 cm	73 cm	75 cm
Total lengde	58 cm	70 cm	77 cm	87 cm	66 cm	75 cm	82 cm	87 cm
Ramme høyde (sammenlagt)	25 cm	32 cm	34 cm	37 cm	25 cm	32 cm	34 cm	37 cm
Transportmål (L x B x H)	58 x 51 x 25 cm	70 x 61 x 32 cm	77 x 68 x 34 cm	87 x 75 x 37 cm	66 x 56 x 25 cm	75 x 66 x 32 cm	82 x 73 x 34 cm	90 x 78 x 40 cm
Maks brukervekt	30 kg	50 kg	75 kg	100 kg	30 kg	50 kg	70 kg	100 kg
Vekt	6 kg	7,1 kg	8,5 kg	9,5 kg	6,8 kg	9,2 kg	10,4 kg	11,4 kg



Forhjul med integrert retningsperre er standard.



MALTE Outdoor er utstyrt med trommel- og parkeringsbrems som standard.



Den unike mekanismen gjør sammenlegging enkel.



Kombiner hoftestøtte, sete og 3-dimensjonale justerbare underarmsstøtter for stabilt gangmønster.



Individuelt høyde- og breddjusterbare håndtak med brems.



Et gradert skala forenkler justering av håndtakene.

Varenr	Varenavn
7501000-N	Rullator blå 4hjul Malte str 1 b51 h34-58 sh33 sml hjul massiv
7502000-N	Rullator rød 4hjul Malte str 2 b61 h51-75 sh45 sml hjul massiv
7503000-N	Rullator grå 4hjul Malte str 3 b68 h68-94 sh60 sml hjul massiv
7504000-N	Rullator hvit 4hjul Malte str 4 b75 h87-113 sh70 sml hjul massiv
7501100-N	Rullator blå 4hjul Malte Outdoor str 1 b56 h34-58 sh33 sml hjul massiv
7502100-N	Rullator rød 4hjul Malte Outdoor str 2 b66 h51-75 sh45 sml hjul massiv
7503100-N	Rullator grå 4hjul Malte Outdoor str 3 b73 h68-94 sh60 sml hjul massiv
7504100-N	Rullator grå 4hjul Malte Outdoor str 4 b75 h87-105 sh70 sml hjul massiv
Tilbehør	
75 01 007	Sete oppfellbart Malte og Malte Outdoor str 1
75 02 007	Sete oppfellbart Malte og Malte Outdoor str 2
75 03 007	Sete oppfellbart Malte og Malte Outdoor str 3-4
7501001-L	Underarmsstøtte høyde og vinkeljusterbart med rotasjon str 1 alle Malte og Malte Outdoor - Venstre side
7501001-R	Underarmsstøtte høyde og vinkeljusterbart med rotasjon str 1 alle Malte og Malte Outdoor - Høyre side
7502001-L	Underarmsstøtte høyde og vinkeljusterbart med rotasjon str 2 alle Malte og Malte Outdoor - Venstre side
7502001-R	Underarmsstøtte høyde og vinkeljusterbart med rotasjon str 2 alle Malte og Malte Outdoor - Høyre side
75 01 002-L	Underarmsstøtte med gripeball høyde og vinkeljusterbart med rotasjon str 1 alle Malte og Malte Outdoor venstre side
75 01 002-R	Underarmsstøtte med gripeball høyde og vinkeljusterbart med rotasjon str 1 alle Malte og Malte Outdoor høyre side
75 02 002-L	Underarmsstøtte med gripeball høyde og vinkeljusterbart med rotasjon str 1 alle Malte og Malte Outdoor venstre side
75 02 002-R	Underarmsstøtte med gripeball høyde og vinkeljusterbart med rotasjon str 2 alle Malte og Malte Outdoor høyre side
75 01 003	Kjørebøyle mellom håndtak utsvingbar for Malte og Malte Outdoor str 1
75 02 003	Kjørebøyle mellom håndtak utsvingbar for Malte og Malte Outdoor str 2
75 03 003	Kjørebøyle mellom håndtak utsvingbar for Malte og Malte Outdoor str 3
75 04 003	Kjørebøyle mellom håndtak utsvingbar for Malte og Malte Outdoor str 4
75 00 004	Stopper kjørehåndtak Malte og Malte Outdoor str 1-4, par
75 01 005	Hofte/ryggstøtte bredde dybde og høyderegulerbar Malte og Malte outdoor str 1
75 02 005	Hofte/ryggstøtte bredde dybde og høyderegulerbar Malte og Malte outdoor str 2
75 03 005	Hofte/ryggstøtte bredde dybde og høyderegulerbar Malte og Malte outdoor str 3-4
75 01 008	Trommelbremse Malte str 1
75 02 008	Trommelbremse Malte str 2
75 03 008	Trommelbremse Malte str 3
75 04 008	Trommelbremse Malte str 4
75 00 011	Kurv Malte og Malte Outdoor alle størrelser
7501010	Tippesikring Malte str, stk
7502010	Tippesikring Malte str 2-4, stk
7500010	Tippesikring Malte Outdoor alle str, stk



medemagruppen