



medemagruppen



EOLE / EOLE DC

Luftstøttemadrasser

Den nye EOLE-serien er en serie prisgunstige madrasser fra Stryker Medical utviklet fra de velkjente Plexus madrassene.

EOLE-serien leveres med en meget stillegående pumpe som er veldig enkel i bruk. Madrassene er basert på Strykers unike lavtrykkteknologi som sikrer at maksimal kapillærtrykk er under 32 mmHg.

EOLE leveres som dynamisk «monoblock» overmadrass eller som dynamisk fullmadrass med utskiftbare celler (EOLE DC).

EOLE Dynamisk overmadrass / fullmadrass

EOLE overmadrass leveres standard med en uttakbar skumbase som gjør at den kan valgfritt benyttes som en fullmadrass eller som en lavtbyggende overmadrass.

EOLE har sammenkoblede celler med valgfri dynamisk alternering og en ergonomisk utforming.

Integrerte CPR-ventiler sikrer momentan tømning av luft innen 15 sekunder ved behov for Hjerte-/lungeredning.

Madrassens bunntrekk er i et sklisikkert materiale med D-ringer for overlaken.

Madrasstrekket er et pustende inkontinenstrekk med 4-veis stretch, utformet for å unngå glidetrykk (shearing).

EOLE DC Dynamisk fullmadrass

EOLE DC fullmadrass har 20 individuelle celler med valgfri dynamisk alternering og spesielt myke celler i helregionen.

Integrerte CPR-ventiler sikrer momentan tømning av luft innen 15 sekunder ved behov for Hjerte-/lungeredning.

Madrassens bunntrekk er i et sklisikkert materiale med D-ringer for overlaken.

Madrasstrekket er et pustende inkontinenstrekk med 4-veis stretch, utformet for å unngå glidetrykk (shearing).

Begge modeller har mulighet for sammenkobling av luftslanger for transport med pasienten liggende på madrassen.

EOLE serien erstatter Plexus Air Express serie overmadrass og fullmadrass.

EOLE pumpe og betjeningspanel

Den meget stillestående pumpen med lavtrykk teknologi har flere innstillingsfunksjoner for individuell tilpassing til pasienten.



- Valgfri dynamisk alternering eller statisk funksjon
- Justerbart komfort trykk
- Maksimal fylling for stell, forflytning eller sittestilling
- Låsefunksjon
- Visuell og akustisk alarm ved trykkfall og ved strømbrudd
- Serviceindikator
- Stabile opphengbøyer for sengegavl
- 12 minutter altemneringsintervall
- Kompakt design (bxhxd = 29,5x19,2x14,5 cm) og lav vekt (2,4 kg)

Tekniske data madrasser

	EOLE	EOLE DC
Varenummer, komplett m/pumpe:	2870000001	2871000001
Maksimal brukervekt (SWL):	160 kg	200 kg
Lengde:	190,5 cm	200 cm
Bredde:	89 cm	90 cm
Høyde (maks):	18 cm	20 cm
Vekt:	4 kg	5,5 kg

Tekniske data EOLE pumpe

Strømforsyning:	230V AC, 0,07A
Bredde:	29,5 cm
Høyde:	19,2 cm
Dybde:	14,5 cm
Vekt:	2,4 kg
Alterneringsintervall:	12 minutter

Se også våre alternative lavtrykk overmadrass systemer:

P100 System dynamisk

Art.nr.: P100-SYST

Sof*Care System statisk

SC840-SYST



Medema Norge AS

Din leverandør av antidecubitus madrasser

www.medema.no