



medemagruppen



Dusj- og toalettstol
- Nielsen Line

Nielsen Line er en serie kompakte dusj- og toalettstoler i aluminium.

Dette er stolene for de litt enklere behov, hvor det ikke er behov for spesialtilpasninger. Stolenes kompakte mål og lette konstruksjon gjør de velegnet til bruk i så vel private hjem som på institusjoner.

Nielsen Line

Setebredde: 48,5 cm

Setehøyde: 44,5/46,5/48,5/50,5/52,5/54,5/56,5 cm

Setedybde: 45 cm

Frihøyde under sete: 36,5 – 48,5 cm

Bredde mellom armlener: 47,5 cm

Total bredde: 58 cm

Total lengde u/benstøtter: 60 cm

Vekt stol: 12,2 kg

- Brukervekt: **150 kg**



Nielsen Line Drivhjul

Setebredde: 48,5 cm

Setehøyde: 53/59 cm

Setedybde: 45 cm

Frihøyde under sete: 45/51 cm

Bredde mellom armlener: 47,5 cm

Total bredde: 67 cm

Total lengde u/benstøtter: 75 cm

Vekt stol: 18,2 kg

- Brukervekt: **150 kg**



Tilbehør til Nielsen Line:

<p>Plastrygg (alternativ til nettingrygg) 4521-1037</p>		<p>Myk setepute, 4507-1011</p>	
<p>Setelukk, 4507-1012</p>		<p>Setepute Supersoft 4507-1014</p>	
<p>Trykkavlastende setepute 4507-1013</p>		<p>Leggstøttébånd 4508-1028</p>	
<p>Hælstopper</p>		<p>Høydejusterbare benstøtter 4508-1020</p>	
<p>Benstøtter vinkelregulerbare H: 4508-1023 V: 4508-1024</p>		<p>Fotplate til vreg benstøtter H: 4508-1025 V: 4508-1026</p>	
<p>Ekstra leggpute 4508-1027</p>		<p>Amputasjonsstøtte H: 4508-1029 V: 4508-1030</p>	
<p>Plastbekken 4502-1062 Lokk 4502-1061</p>		<p>Urinfanger/bendeler 4513-1069</p>	
<p>Ryggovtrekk Soft 4521-1041</p>		<p>Hoftebelte velcro 4512-1067</p>	
<p>Ryggpute Torso 4521-1039</p>		<p>Tverrstang 4513-1091</p>	

Se vårt øvrige sortiment av hygienestoler for barn og voksne på vår hjemmeside.
Her finner du stoler med brukervekt fra 50 til 300 kg.

Medema Norge AS

Din leverandør av funksjonelle hygienestoler

www.medema.no