



medemagruppen



Dusj- og toalettstoler
- M2 XXL serie

M2 XXL er en serie dusj- og toalettstoler for høy brukervekt.

I denne serien finnes det stoler for ethvert formål, med et stort tilbehørsortiment for å løse komplekse behov.

I denne brosjyren gir vi en kort presentasjon av modeller og tilbehør, for mer detaljert informasjon ber vi deg ta kontakt med oss.

M2 200 kg standard, sb 56 cm

Varenummer: 4500-1065



M2 200 kg Drivhjul, sb 56 cm

Varenummer: 4500-1096



M2 300 kg standard, sb 60 cm

Varenummer: 4500-1087



M2 300 kg bred, sb 72 cm

Varenummer: 4500-1088



M2 200 kg med kjøremotor,
sb 56 cm

Varenummer: 4500-1091



M2 200 kg El-Tipp, sb 56 cm

Varenummer: 4500-1089



M2 300 kg El-Tipp, sb 75 cm

Varenummer: 4500-1090



Tekniske data:

	M2 200 kg	M2 200 kg Drivhjul	M2 300 kg standard	M2 300 kg bred	M2 200 kg med motor	M2 200 kg El-Tipp	M2 300 kg El-Tipp
Setehøyde:	46/48/50/52/54,5 cm	50/52/59 cm	56 cm	56 cm	56,5 cm	58,5 cm	61 cm
Setebredde:	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm	75 cm
Setedybde:	44 cm	44 cm	50 cm	50 cm	44 cm	44 cm	46 cm
Br. mellom armlener	56 cm	56 cm	60 cm	72 cm	56 cm	56 cm	72 cm
Tot. bredde:	68 cm	73 cm	70 cm	83 cm	71,5 cm	68 cm	83 cm
Tot. lengde u/fotstøtte:	68,5 cm	77 cm	63 cm	63 cm	71 cm	74 cm	83 cm
Vekt stol:	18,5 kg	25 kg	20,4 kg	24,5 kg	30 kg	29 kg	32 kg
Brukervekt:	200 kg	200 kg	300 kg	300 kg	200 kg	200 kg	300 kg

Aktuelt tilbehør:

Høydejusterbare fotstøtter,
justerbare i 7 posisjoner



Leggstøtte,
bør alltid benyttes på Tipp-stoler




Hælstropper,
monteres på fotstøtter



Amputasjonsstøtte,
med behagelig pute i PU-skum



Plastbekken med lokk,
tåler temperatur opp til 130 grader



Hoftebelte,
enkelt hoftebelte med velcro.
Alternative belter i vår Bodypoint serie



Nakkestøtter i forskjellige modeller,
mange forskjellige modeller tilbys



Sete m/ovalt hul,
lukket front til M2 200 kg, M2 300 kg og
M2 300 kg Bred



Urinfanger/benspreder,
til standard seter



Urinfanger håndholdt,
enkel håndholdt urinfanger



Setepute Supersoft,
produsert i vannavvisende skum uten
skjøter og kanter som kan irritere huden.
Leveres med eller uten hull.



Setepute Supersoft med trekk,
trukket med plasttrekk som er enkelt å
rengjøre



Setepute Trykkavlastende,
anatomisk utformet pute i viskoelastisk
skum med helsveiset trekk. Forhindrer
trykksår.



Sidestøtter til El-Tipp stoler



Spesialstoler

Det kan produseres spesialstoler etter mål
og spesielle behov. Ta kontakt med oss for
å løse dine komplekse saker.

Medema Norge AS

Din leverandør av funksjonelle hygienestoler

www.medema.no