



medemagruppen

Bestillingsdata Kaptein Duo tandemsykkel

Ver.11.09.17

Bestilling Tilbud

Referanse

Brukere

Dato

Telefon

Fakturaadresse

Leveringsadresse

**Standard:**

- 7 gir
- Frikoplingsmulighet på kranken foran
- Hydrauliske bremseser
- Lyssett
- Speedometer
- Drikkeflaske
- Kurv
- Tippetisering

Standardmuligheter for kranksystemet foran:

- Pos 1 - "Tvang" funksjon, bruker må sykle med
- Pos 2 - "Kan" funksjon, bruker velger om han vil sykle eller ikke
- Pos 3 - "Ikke" funksjon, bevegelse av pedaler gir ingen reaksjon.

Varenr	HMS nr.	Varenavn	Ant
500100210095	231457	Sykkel 3hjul tandem Kaptein Duo 2WD skritt140-90 7gir håndbrems hjelpemotor Heinzmann 500W/36V11Ah oppstartshjelp frikopl bruker	
5001002010138-S	N217351	Sykkel 3hjul tandem Kaptein Duo 3WD skritt140-90 7gir håndbrems hjelpemotor Heinzmann 2x250W/36V11Ah oppstartshjelp frikopl bruker	
3701026-K-DRA	231424	Fiksering overkropp sykkel Lotse/Kap Duo breg liten kpl	
3702026-K-DRA	231425	Fiksering overkropp sykkel Lotse/Kap Duo breg medium kpl	
3703026-K-DRA	231426	Fiksering overkropp sykkel Lotse/Kap Duo breg stor kpl	
3700014-MR	231393	Fotplate balanse sykkel 3-18 Kaptein Duo/Lotse universal hø	
3700014-ML	231394	Fotplate balanse sykkel 3-18 Kaptein Duo/Lotse universal ve	
ML000023	209968	Fotplate m/leggstøtte sykkel Kaptein Duo/Lotse hø breg skolengde fra 20cm	
ML000027	210001	Fotplate m/leggstøtte sykkel Kaptein Duo/Lotse hø breg skolengde opptil 20cm	
ML000020	209999	Fotplate m/leggstøtte sykkel Kaptein Duo/Lotse ve breg skolengde fra 20cm	
ML000026	209971	Fotplate m/leggstøtte sykkel Kaptein Duo/Lotse ve breg skolengde opptil 20cm	
ML000029	209973	Fotplate sykkel /Kaptein Duo/Lotse hø breg skolengde opptil 20cm	
ML000025	209970	Fotplate sykkel Kaptein Duo/Lotse hø breg skolengde fra 20cm	
ML000024	209969	Fotplate sykkel Kaptein Duo/Lotse ve breg skolengde fra 20cm	
ML000028	209974	Fotplate sykkel Kaptein Duo/Lotse ve breg skolengde opptil 20cm	
3701029	231409	Hodestøtte sykkel 3-18 str1 b20 h15	
3702029	231410	Hodestøtte sykkel 3-18 str2 b23 h18	
3700054-R	231411	Håndfiksering str 0 sykkel 3hjul 3-18 /Kaptein Duo/Lotse frontb8,5 hø	
3700054-L	231412	Håndfiksering str 0 sykkel 3hjul 3-18 /Kaptein Duo/Lotse frontb8,5 ve	
3701054-R	231413	Håndfiksering str 1 sykkel 3hjul 3-18 /Kaptein Duo/Lotse frontb10 hø	
3701054-L	231414	Håndfiksering str 1 sykkel 3hjul 3-18 /Kaptein Duo/Lotse frontb10 ve	
3702054-R	231415	Håndfiksering str 2 sykkel 3hjul 3-18 /Kaptein Duo/Lotse frontb12 hø	
3702054-L	231416	Håndfiksering str 2 sykkel 3hjul 3-18 /Kaptein Duo/Lotse frontb12 ve	
3703054-R	231417	Håndfiksering str 3 sykkel 3hjul 3-18 /Kaptein Duo/Lotse frontb14 hø	
3703054-L	231418	Håndfiksering str 3 sykkel 3hjul 3-18 /Kaptein Duo/Lotse frontb14 ve	
21210200200	231422	Krank front kaptein Duo/ Lotse 90mm pedalarmer (125mm er standard)	
21210205100	231421	Krank front kaptein Duo/ Lotse 150mm pedalarmer (125mm er standard)	
500100200738	209958	Kroppsstøtte sykkel Kaptein Duo/Lotse liten hbreg omsluttende	
500100200730	209959	Kroppsstøtte sykkel Kaptein Duo/Lotse stor hbreg omsluttende	
31304003000	193126	Krykholder sykkel Kaptein Duo/Draisin Plus/Lotse	
M000250	193138	Modul seteregulering sykkel Kaptein Duo/Lotse rask håndbetjent regulering av sete foran	
3700013-MR	231427	Pedal sykkel 3-18 12-26" Kaptein Duo/Lotse tåbøyle og lodd hø	

