



medemagruppen

MC1104 JR R-NET Spinalus



Fokus på fleksibilitet, egenskaper for bruker og en sittekomfort i særklasse gjør MC1104 JR skreddersydd for det nordiske markedet. MC1104 har 6 hjul, senterdrift og en makshastighet på 6 km/t. Unik I-Level teknologi gjør at du, uten å redusere hastigheten, kan kjøre trygt og stabilt med seteløften hevet 30 cm.

Spinalussetet gir deg sittekomfort du ikke får i noen andre stoler. Fjærende setebunn og en god setepute gir deg svært god sittekomfort. Ryggen har fjærende justerbare stropper. Som tilbehør finnes alternative sete- og ryggputer. Disse vil dekke ulike krav til støtte og stabilitet.

Stolen leveres standard med elektrisk seteheis på 30 cm, og elektrisk tilt fra 45 grader bakover til 5 grader negativ tilt. Den negative tilten gir mulighet for aktiv sittingsstilling og letter forflytning.

Ryggen reguleres trinnløst med en gassfjær. Setet på standard stol er 35 cm i setebredde, men er justerbart i breddene 30-35 og 40cm. Setedybden er trinnløs justerbar.

Stolen er krasjtestet med stropper og Dahl docking, og er godkjent etter kravene i ISO 7176-19.

Det brede tilbehørsprogrammet for sittingsstilling og styring er trolig markedets største, og gir en helt unik mulighet for å tilpasse stolen etter ulike behov.

medemagruppen
MC1104 JR R-NET Spinalus



medemagruppen

Tekniske data MC1104 JR R-NET Spinalus

Varenummer:	2400-1237
Lengde u/benstøtter	92 cm
Bredde	62 cm
Laveste setehøyde u/setepute	45 cm
Setebredder	30, 35 40 cm
Tilt	-0° til +50°
Hev/senk	30 cm
Maks. hastighet	6 km/t
Frihøyde	4 cm
Kjørelengde	Opptil 30 km
Venderadius	45 cm
Maks. brukervekt	140 kg
Total vekt inkl. batterier og sete	143 kg
Vekt inkl. batterier uten sete	87 kg
Standard farge	Hvit

