



medemagruppen

medemagruppen
MC1124 JR R-NET Spinalus2 MWD

MC1124 JR R-NET Spinalus2 MWD



Fokus på fleksibilitet, kjøreegenskaper og en sittekomfort i særklasse gjør MC1124 Low Rider skreddersydd for det nordiske markedet.

Setehøyde på 43cm til plansete (alternativt 45 cm).

MC1124 har 6 hjul og senterdrift. Alle de 6 hjulene har uavhengig fjæring som gjør at du har alle hjulene i bakken selv på ujevnt underlag.

Hastighet på 10 km/t og sterke motorer gir deg god trekkraft og retningsstabilitet.

Vårt nyutviklede Spinalus2 sete gir deg sittekomfort du ikke får i noen andre stoler.

Fjærende setebunn og en god anatomisk setepute gir deg svært god og riktig sittestilling.

Ryggen har fjærende justerbare stropper, og øverste del av ryggen kan vinkles for å tilpasse sittestilling med ulike kurvaturer.

Som tilbehør finnes alternative sete- og ryggputer. Disse vil dekke ulike krav til støtte og stabilitet.

Dynamisk bevegelig rygg, armlener og benstøtte gjør at du elegant kan endre posisjon fra sittende til hvilende stilling, uten at det påvirker posisjonering i stolen.

Justeringsmulighetene på MC1124 er flere. Setet kan justeres i breddene 40-45-50 og 55 cm, ryggen kan justeres med 8 cm i høyden og setedybden er trinnløs justerbar.

Stolen er krasjtestet med stropper og Dahl docking, og er godkjent etter kravene i ISO 7176-19.

Det brede tilbehørsprogrammet for sittestilling og styring er trolig markedets største og gir en helt unik mulighet for å tilpasse stolen etter ulike behov.



medemagruppen

Tekniske data MC1124 JR R-NET Spinalus2 MWD

Total lengde u benstøtte	121cm
Total bredde	62cm
Setehøyde u pute (m el-løft)	43-73cm
Setehøyde m std pute (m el-løft)	50-80cm
Setetilt	45grader (fra -5gr)
Seteløft	30cm
Setebredde junior mod	40cm (alt 30,35,45cm)
Setedybde voksen/jun mod	32-52cm/25-42cm
Rygg høyde voksen/jun mod	56-58/48-50cm
Maks hastighet	10 km/t
Maks brukervekt	150kg
Vekt inkl batterier	157kg
Maks hinder /fri høyde	7cm
Vendediameter	100cm
Godkjent kollisjonstest EN7176-19	Ja (seler/el bilfeste)
El bilfeste	Docking
Batterier	2x59Ah
Kjørelengde	opptil 45km

