



medemagruppen

MC1124 R-NET Spinalus2 MWD



Fokus på fleksibilitet, kjøreegenskaper og en sittekomfort i særklasse gjør MC1124 Low Rider skreddersydd for det nordiske markedet.

Setehøyde på 43cm til plansete (alternativt 45 cm).

MC1124 har 6 hjul og senterdrift. Alle de 6 hjulene har uavhengig fjæring som gjør at du har alle hjulene i bakken selv på ujevnt underlag.

Hastighet på 10 km/t og sterke motorer gir deg god trekkraft og retningsstabilitet.

Vårt nyutviklede Spinalus2 sete gir deg sittekomfort du ikke får i noen andre stoler.

Fjærende setebunn og en god anatomisk setepute gir deg svært god og riktig sittestilling.

Ryggen har fjærende justerbare stropper, og øverste del av ryggen kan vinkles for å tilpasse sittestilling med ulike kurvaturer.

Som tilbehør finnes alternative sete- og ryggputer. Disse vil dekke ulike krav til støtte og stabilitet.

Dynamisk bevegelig rygg, armlener og benstøtte gjør at du elegant kan endre posisjon fra sittende til hvilende stilling, uten at det påvirker posisjonering i stolen.

Justeringsmulighetene på MC1124 er flere. Setet kan justeres i breddene 40-45-50 og 55 cm, ryggen kan justeres med 8 cm i høyden og setedybden er trinnløs justerbar.

Stolen er krasjtestet med stropper og Dahl docking, og er godkjent etter kravene i ISO 7176-19.

Det brede tilbehørsprogrammet for sittestilling og styring er trolig markedets største og gir en helt unik mulighet for å tilpasse stolen etter ulike behov.

medemagruppen
MC1124 R-NET Spinalus2 MWD



medemagruppen

Tekniske data MC1124 R-NET Spinalus 2 MWD

Total lengde - med delte beinstøtte	Min. 1200 mm / Max. 1720 mm
Total lengde - med sentral fotstøtte	Min. 1200 mm / Max. 1720 mm
Total lengde - uten beinstøtte	Min. 900 mm / Max. 900 mm
Total bredde	Min. 620 mm / Max. 720 mm
Vekt inkl. batterier, Spinalus 2 sete (45 cm), delte el-benstøtte	169 kg
Vekt inkl. batterier, Spinalus 2 sete (45 cm), benstøtte hel elektrisk voksen	174 kg
Vekt uten batterier, sete, benstøtter	90 kg
Maks. hastighet	10 km/t
Kantforsering	70 mm
M/dokkingstasjon	55 mm
Snudiameter	900 mm
Maks. personvekt	150 kg
Batterier	2 x 12 V / 60 Ah GEL/2 x 24V Lithium 80 Ah (alternativ)
Ladetid	8 timer
Kjørestrekning	opptil 45 km
Setebredde Spinalus-2	400, 450, 500, 550 mm
Setebredde Spinalus	300, 350, 400 mm
Setedybde Spinalus-2	350-550 mm
Setedybde Spinalus	250-450 mm
Setehøyde u/pute	430 mm- 450 mm (alternativ)

