



medemagruppen

Minicrosser X1 4W kabin Minicrosser X2 4W kabin

- Sterk, stabil og sikker



Minicrosser X-modell med kabin, markedets sterkeste og mest komfortable scooter.

En scooter bygget i Norden for nordisk klima og terreng, med stor trekkraft og god kjørekomfort.

Kabinen leveres i 2 utgaver X1 som går i 10 km/t eller X2 som går i 15 km/t. X2 har digitalt display med helningsvarsel, trip-computer og speedometer. Leveres også med hastighetsreduksjon ved sving. Displayet på Minicrosser X1 er intuitivt og lett å forstå. I tillegg blir begge modeller levert med gass med firefingergrep, og LED-lys som lyser opp veien i mørket.

Minicrosser kabin har fjæring som gir god støtdemping og komfort. Dette gjør også at den tar hinder svært godt, og man unngår slag og vibrasjon i styret ved kjøring på ujevnt underlag.

Leveres standard med varme, vindusvisker, spylerspeil, kurv og krykkeholder.

Det multijusterbare styret er utstyrt med kardangledd. Det kan justeres i vinkel og høyde, og gjør at du får en ergonomisk og god kjørestilling som krever lite armstyrke og bevegelse.

Setebredder 35-40-45 og 50 cm som alle kan tilpasses individuelt.

Vårt store tilbehørsprogram gjør at alle kan finne en løsning som er skreddersydd for seg og sine behov. Dette for at alle involverte skal få en enklere hverdag.

Dette produktbladet forteller bare noe av det vi kan tilby med Minicrosser X-modell med kabin, for mer informasjon om produktet kan du ta kontakt med oss, vi løser de fleste utfordringer.

medemagruppen

Minicrosser X1 4W kabin

Minicrosser X2 4W kabin



medemagruppen

Tekniske data	X1 Kabin	X2 Kabin
Varenummer	1500-1533	1500-1534
Postnr	6	6
Rangering	1	2
Transporthøyde	161,5 cm	161,5 cm
Totallengde	161 cm	161 cm
Totalbredde	76 cm	76 cm
Totalvekt med batterier, uten sete	217 kg	217 kg
Totalvekt med batterier og sete	243 kg	243 kg
Maks. hastighet	10 km/t	15 km/t
Venderadius	165 cm	165 cm
Maks. brukervekt standard	175 kg	175 kg
Maks. brukervekt m/tilbehør HD	200 kg	200 kg
Maks. kjørelengde med 85 Ah batterier	Opptil 50 km	Opptil 50 km
Standard farge	Orange metallic	Orange metallic

