



medemagruppen

Minicrosser X-Joy

- Sterk, stabil og sikker



Nå kan alle bruke en Minicrosser.

En el-rullestol for utendørs bruk.

Minicrosser X-joy bygget i Norden for nordisk klima og terreng med stor motorkraft og god kjørekomfort.

Minicrosser X-Joy med joystickstyring er utviklet med tanke på brukere som har begrenset styrke og funksjon i armer og hender.

Ny fjæring for enda bedre støtdemping og komfort. Forbedret fjæring gjør også at den tar hinder svært godt.

Lang akselavstand gir god retningsstabilitet og gir deg en behagelig langtur.

Nytt design og nye LED-lys som virkelig lyser opp veien i mørke. For ekstra sikkerhet er den utstyrt med markeringslys som gjør deg godt synlig i trafikken.

Forflytningsegrep med benskjerm som standard gir en tryggere forflytning inn og ut, samtidig som den gir deg trygghet under kjøring.

Velkjent PG R-Net elektronikk gir mange muligheter for alternative styringer.

Den eneste joystickstyrte stolen som det kan monteres kabin på.

Dette produktbladet forteller bare noe av det vi kan tilby med Minicrosser X-joy, for mer informasjon om produktet kan du ta kontakt med oss, vi løser de fleste utfordringer.

medemagruppen
Minicrosser X-Joy



medemagruppen

Tekniske data X-Joy

Minicrosser X-Joy	Varenummer 1500-1373
Minicrosser X-Joy El	Varenummer 1500-1375
Minicrosser X-Joy El Junior	Varenummer 1500-1376
Transporthøyde sete	61 cm
Totallengde	142 cm
Totalbredde	68 cm
Totalvekt med batterier, uten sete	131 kg
Totalvekt med batterier og sete	158 kg
Maks. hastighet	10 km/t
Venderadius	132,5 cm
Maks. brukervktt standard	150 kg
Maks. kjørelengde med 56 Ah batterier	Opptil 35 km
Maks. kjørelengde med 75/85 Ah batterier	Opptil 45 km
Standard farge	Orange metallic

