



medemagruppen

Quantum 4 Front Jr TB3 FWD



4 Front er en nyutviklet framhjulsdrevet rullestol utstyrt med meget god støtdemping. Stolen har også Case sensorteknologi som sitter på begge svinghjulene bak og sørger for at bakhjulene ikke vibrerer under høy hastighet. Caseteknologien fungerer som retningsstabilisator.

4 Front leveres med TB3 sete i setebredde 35cm som standard. Setet har tiltalende utseende og en rekke funksjonelle justeringsmuligheter. Dette sikrer maksimal komfort og posisjonering. Rullestolen leveres også med elektrisk seteløft, tilt og manuell ryggregulering med gassfjær som standard.

4 Front er utstyrt med den fremtidsrettede Q-Logic elektronikken, som har norsk tekst og dermed er brukervennlig og enkel å forstå. I tillegg har den blåtannteknologi som enkelt lar deg koble stolen opp mot din telefon, pc eller tablet.

medemagruppen
Quantum 4 Front Jr TB3 FWD



medemagruppen

Tekniske data Quantum 4Front Jr TB3 FWD

Varenummer:	2400-1236
Lengde	116 cm
Bredde	62 cm
Total vekt inkl. batterier og sete	192 kg
Vekt inkl. batterier uten sete	171,5 kg
Maks. hastighet	10 km/t
Venderadius	62 cm
Maks. brukervekt	136kg
Kjørelengde	35 km
Standard farge	Viper blue

