



medemagruppen



Veggmontert stellebord  
- Nivano CTX

**Nivano CTX** er en videreutvikling av Nivano CTE, tilpasset nye krav og forventninger i markedet.

**Nivano CTX** leveres standard med støpt PU-skum liggeflate og vannopsamlerkar i to forskjellige lengder, 150 og 180 cm.

Stellebordets unike konstruksjon gjør det meget brukervennlig, med høydejustering av liggeflate fra kun 150 mm til hele 890 mm! Oppfelt bygger CTX kun 310 mm fra vegg! Med maksimal brukervekt på hele 200 kg passer CTX til de aller fleste formål.

Til Nivano CTX kan det leveres sidegrind og sidegrindpolster ved behov.

CTX leveres standard med LED-belysning i topp av veggmodul, og ergonomisk håndkontroll.



#### Tekniske data:

	<b>Nivano CTX 150</b>	<b>Nivano CTX 180</b>
Varenummer:	4100-1096	4100-1097
Lengde liggeflate:	150 cm	180 cm
Bredde liggeflate:	70 cm	
Høyde liggeflate:	15 – 89 cm	
Justerbar hodedel:	x1	x2
Nettspenning:	230V/50 Hz	
Byggemål fra vegg, oppfelt:	31 cm	
SWL:	200 kg	

## Medema Norge AS

*Din leverandør av funksjonelt baderomsutstyr*