



medemagruppen



Dusj-/toalettstol
- M2 Drivhjul 200 kg

Endelig en funksjonell og lettkjørt drivhjulstol for tyngre brukere. M2 Drivhjul 200 er en ny modell i den velkjente M2 serien fra Danmarks ledende produsent av hygienestoler, HMN.

M2 serien har i en årrekke vært kjent for sin kvalitet og store tilbehørsprogram, som gjør stolene velegnet til forskjellige behov og ønsker, samt meget enkelt gjenbruk.

Stolen leveres standard med forsterkede benstøtter.



Tippesikring er standard



Magnesium hjul med boltaksel



Kraftige bremses

Varenummer:	Varebeskrivelse:
4500-1096	Dusjtoastol M2 Drivhjul 200 kg sb56 sd44 sh50-52-59

Tekniske data:

Setebredde:	56 cm	Egenvekt:	25 kg
Setedybde:	44 cm	Brukervekt:	200 kg
Setehøyde:	50 / 52 / 59 cm	Maks bredde:	73 cm
Frihøyde u/sete:	41 / 43 / 50 cm	Maks lengde u/benstøtter:	77 cm

For informasjon om tilgjengelig tilbehør, se våre øvrige brosjyrer på M2 serie dusj-/toalettstoler eller vår hjemmeside www.medema.no

Medema Norge AS

Din leverandør av hygienestoler