



medemagruppen



medemagruppen

- REFLEX hygiënestol, HMS-model

Reflex er en hygienestol med separat elektrisk hev/senk og tilt.

Stolen er med sine gode reguleringsmuligheter meget godt egnet til toalettbesøk, dusjing og stell.

I standard konfigurasjon med HMS art.nr. 4500-1059 inngår plastbekken, hoftebelte, nakkestøtte, avtagbare benstøtter og rette armlen.

Som tilbehør til denne stolen anbefaler vi lokk til plastbekken og buede armlen med barriere.



4513-1003, buede armlen Safety



4513-1052/53, Comfort benstøtter



4521-1032/33, Sete/rygg Platilon



4512-1065/66, belte Bodypoint

Tekniske data:

Setehøyde:	49 – 101 cm	Total bredde:	66 cm
Setebredde:	48 cm	Total lengde:	106 cm
Setedybde:	48 cm	Maks brukervekt:	135 kg
Tilt:	0 - 30°	Driftspenning:	24V

Ordreguide:

Varenummer:	HMS art.nr.:	Varebetegnelse:
4500-1059	242768	Dusjtoastol Reflex tilt el løft el sb48 sd48 sh49-101 hjul armlene rett oppfell benst delt utsving
4513-1003	242846	Armleneer Safety dusjtoastol Reflex buet m/barriere dobbel lås sett
4502-1056	242850	Lokk plastbekken dusjtoastol Reflex
4513-1052	242847	Benstøtte Comfort dusjtoastol Reflex hø vreg m/leggst
4513-1053	242848	Benstøtte Comfort dusjtoastol Reflex ve vreg m/leggst
4521-1033	242851	Rygg Platilon Stabil dusjtoastol Reflex sidest myk pols trykkavlast
4521-1032	242852	Sete Platilon dusjtoastol Reflex myk pols trykkavlast
4506-1002	242849	Holder rustfritt stål bølge/bekken dusjtoastol Reflex
4506-1003	188400	Toalettbølge dusjtoastol Reflex lokk rustfritt stål
4506-1004	199637	Bekken dusjtoastol Reflex m/lokk rustfritt stål
4512-1065		Belte Bodypoint dusjtoastol NielsenLine/M2/Reflex bryst/hofte stor polstret
4512-1066		Belte Bodypoint dusjtoastol NielsenLine/M2/Reflex bryst/hofte xstor polstret

Medema Norge AS

Din leverandør av hygienestoler

www.medema.no