

# Seng ChoReha

ChoReha sengen er fra vår velkjente sengeprodusent Savi Reha Solution i Tyskland. Sengen er spesiallaget for urolige brukere, som har behov for en seng om tåler hard behandling. Sengen holder høy kvalitet, er produsert i kvalitets treverk og kan leveres i en mengde forskjellige størrelser. Sengen er bestillingsvare, beregn ca. 5 ukers leveringstid fra bestilling.



medemagruppen



ChoReha seng a

#### Standard ChoReha seng :

- Elektrisk høyderegulering
- 5-delt sengebunn elektrisk
- 4-delt foldedør i front
- Kraftig polstring innvendig rundt hele sengen
- Forsterket bunn som tåler hard behandling
- Forsterket sidestruktur
- Hjulsett (Choreha a + b)
- Solid treverk av høy kvalitet
- Natur trefarge
- Brun farge på skai er standard, alternativer finnes



ChoReha seng b



Kan leveres med polstring på toppen av sidegrind



ChoReha seng c



Kan leveres med utfoldbare sidegrinder



ChoReha seng d

#### ChoReha tekniske data :

Intervall el- høyderegulering med standard hjul

41-76 cm modell a + b / 40-80 cm 76-116 cm oppgitt mål uten madrass

Totalbredde

alltid 15 cm bredere enn bredde på liggeflaten

Totallengde

alltid 15 cm lenger enn lengde på liggeflaten

medemagruppen  
Seng ChoReha

# Bestillingsdata

Dato. 04.04.18

Varenr	Varenavn
5100-1142	ChoReha seng (a) grindhøyde 40cm polstret liggeflate 90x200cm
5100-1139	ChoReha seng (a) grindhøyde 40cm polstret liggeflate 100x200cm
5100-1140	ChoReha seng (a) grindhøyde 40cm polstret liggeflate 120x200cm
5100-1141	ChoReha seng (a) grindhøyde 40cm polstret liggeflate 140x200cm
5100-1150	ChoReha seng (b) grindhøyde 64cm polstret liggeflate 90x200cm
5100-1147	ChoReha seng (b) grindhøyde 64cm polstret liggeflate 100x200cm
5100-1148	ChoReha seng (b) grindhøyde 64cm polstret liggeflate 120x200cm
5100-1149	ChoReha seng (b) grindhøyde 64cm polstret liggeflate 140x200cm
5100-1146	ChoReha seng (c) grindhøyde 40cm polstret liggeflate 90x200cm
5100-1143	ChoReha seng (c) grindhøyde 40cm polstret liggeflate 100x200cm
5100-1144	ChoReha seng (c) grindhøyde 40cm polstret liggeflate 120x200cm
5100-1145	ChoReha seng (c) grindhøyde 40cm polstret liggeflate 140x200cm
5100-1154	ChoReha seng (d) grindhøyde 60cm polstret liggeflate 90x200cm
5100-1151	ChoReha seng (d) grindhøyde 60cm polstret liggeflate 100x200cm
5100-1152	ChoReha seng (d) grindhøyde 60cm polstret liggeflate 120x200cm
5100-1153	ChoReha seng (d) grindhøyde 60cm polstret liggeflate 140x200cm
<b>Tilbehør</b>	
5106-1064	Tillegg ekstra høydereguleringsintervall 41-91cm 90x200cm (kun modell a+b)
5106-1065	Tillegg ekstra høydereguleringsintervall 41-91cm 100x200cm (kun modell a+b)
5106-1066	Tillegg ekstra høydereguleringsintervall 41-91cm 120x200cm (kun modell a+b)
5106-1067	Tillegg ekstra høydereguleringsintervall 41-91cm 140x200cm (kun modell a+b)
5106-1046	Polstring over kant, på toppen av grind, komplett modell a
5106-1047	Polstring over kant, på toppen av grind, komplett modell b
<b>Tilbehør</b>	
5106-1048	Polstring over kant, på toppen av grind, komplett modell c
5106-1049	Polstring over kant, på toppen av grind, komplett modell d
5106-1051	Tillegg 4-vinget foldedør på begge sider av seng modell a
5106-1052	Tillegg 4-vinget foldedør på begge sider av seng modell b
5106-1053	Tillegg 4-vinget foldedør på begge sider av seng modell c
5106-1054	Tillegg 4-vinget foldedør på begge sider av seng modell d
5106-1056	Tillegg utfeldbare dør 1 side (kun modell a)
5106-1057	Tillegg utfeldbare dør, begge sider (kun modell a)
5120-1132	Madrass Polyskum liggemål 90x200cm
5120-1118	Madrass Reha-Star Pluss liggemål 90x200cm
5120-1136	Madrass kaldskum liggemål 90x200cm
5120-1123	Madrass Reha-Star II liggemål 90x200cm
5122-1139	Reha-Star inkotrekk madrass 90x200cm
5120-1125	Madrass Polyskum liggemål 100x200cm
5120-1113	Madrass Reha-Star Pluss liggemål 100x200cm
5120-1133	Madrass kaldskum liggemål 100x200cm
5120-1120	Madrass Reha-Star II liggemål 100x200cm
5120-1133	Madrass kaldskum liggemål 100x200cm
5120-1120	Madrass Reha-Star II liggemål 100x200cm
5122-1133	Reha-Star inkotrekk madrass 100x200cm
5120-1113	Madrass Reha-Star Pluss liggemål 100x200cm
5120-1147	Madrass Polyskum liggemål 120x200 cm
5120-1114	Madrass Reha-Star Pluss liggemål 120x200cm
5120-1126	Madrass Polyskum liggemål 120x220cm
5120-1145	Madrass Polyskum liggemål 140x200cm
5120-1115	Madrass Reha-Star Pluss liggemål 140x200cm
5120-1126	Madrass Polyskum liggemål 120x220cm
5120-1114	Madrass Reha-Star Pluss liggemål 120x200cm
5120-1145	Madrass Polyskum liggemål 140x200cm
5120-1115	Madrass Reha-Star Pluss liggemål 140x200cm