



medemagruppen



Bidétisats

- LOTUS Care XL

LOTUS Care XL er en unisex bidétilsats for eksisterende toalett-porselen, med valgfri manuell eller automatisk betjening.

LOTUS Care XL har en forholdvis stor åpning med lengde 29 cm, og er derfor godt egnet til begge kjønn.

Det brukervennlige betjeningspanelet har i tillegg til manuell betjening to programmerbare automatikk innstillinger, en for kvinner og en for menn.

LOTUS Care XL er tilpasset «lange» porselen med europeisk standard, og det er derfor mulig at mindre skandinaviske porselen må skiftes ut før montering av bidétilsatsen.

Betjeningspanel:

Holder for armlen, 4405-1103:



0/1 brytere for Auto-program 1:

- For montering på veggmontert armlen, 4405-1101:
- For montering på Pressalit Plus armlen, 4405-1102:
- For montering på vegg, 4405-1100:



Til LOTUS Care XL finnes det ett stort utvalg av tilbehør:

Toalettseteløfter R2D2, skrå- eller vertikalløft
4400-1044 / 4400-1045:

R2D2 Skråløft / R2D2-V Vertikalløft:

- Betjeningsbryter på begge armlen
- Kan leveres med integrert automatikkbryter for LOTUS Care XL
- Meget stabil
- Kan leveres med seteplate tilpasset alle typer toalett (seteplate spesialmål)



Armlen, 4413-1000 / 4413-1001:

Meget funksjonelle armlen for LOTUS Care XL

- Leveres med monteringsbrakett for LOTUS Care XL
- Kan leveres med integrert automatikkbryter for LOTUS Care XL (4413-1001)



Seteforhøyer, 4407-1000:

4 cm forhøyer for montering mellom porselen og LOTUS Care XL



Sprutskjerm, 4407-1001:

Anbefalt tilbehør for å tette åpning mellom bidétilsats og porselen




Tekniske data LOTUS Care XL:

| | | | |
|---------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|
| Spenning: | 230V | Vanntemp. justerbar: | Romtemp./ 35° / 37,5° / 40° C |
| Effektforbruk: | 475 W | Setevarme justerbar: | Romtemp./ 35° / 37,5° / 40° C |
| Tilkoblingsledning: | 1,5 m | Vanngjennomstrømning: | Ca. 1,2 l/min |
| Kapslingsklasse: | IPX4 | VV tank: | 0,9 liter |
| Vanntrykk: | 1-10 bar | Maks brukervekt: | 130 kg |

Mål LOTUS Care XL:

| | |
|---------------------|------------|
| A: | 49 cm |
| B: | 46 cm |
| C: | 14 – 17 cm |
| D: | 41 cm |
| Åpning sete lengde: | 29 cm |
| Åpning sete bredde: | 20,5 cm |
| Høyde sete: | 3,5 cm |



Ordreguide LOTUS Care XL:

| Varenr.: | HMS art.nr.: | Varebetegnelse: |
|-----------|--------------|--|
| 4400-1100 | 242780 | Toadusj tilsats Lotus Care XL h3 betjening spyl/tørk hø/ve |
| 4400-1044 | 199629 | Toalettløfter R2D2 toadusj tilsats Lotus Care XL skråløft |
| 4400-1045 | 199628 | Toalettløfter R2D2 toadusj tilsats Lotus Care XL rettløft |
| 4413-1000 | 242853 | Armlener toadusj tilsats Lotus Care XL |
| 4413-1001 | 242854 | Armlener toadusj tilsats Lotus Care XL m/automatikbryter |
| 4407-1000 | 242861 | Seteforhøyer toadusj tilsats Lotus Care XL h4 |
| 4407-1001 | 242863 | Sprutskjerm toadusj tilsats Lotus Care XL |
| 4405-1100 | 242865 | Veggbryter toadusj tilsats Lotus Care XL automatikkfunksjon |
| 4405-1101 | 242856 | Bryter toadusj tilsats Lotus Care XL f/automatikkfunk alle typer armlene |
| 4405-1102 | 242857 | Bryter toadusj tilsats Lotus Care XL f/automatikkfunk Pressalit Plus armlene |
| 4405-1103 | 242859 | Holder betjeningspanel toadusj tilsats Lotus Care XL til alle typer armlen |
| 4407-1002 | 242860 | Luftfrisker toadusj tilsats Lotus Care XL |
| 4406-1014 | 242855 | Armlene toaløfter R2D2 toadusj tilsats Lotus Care XL oppfell en side |
| 4405-1012 | 242858 | Betjeboks toaløfter R2D2 separat m/spiralkabel |
| 4406-1005 | 242862 | Plate sete toaløfter R2D2 toadusj tilsats Lotus Care XL spessmål |
| 4406-1006 | 242864 | Sprutskjerm toaløfter R2D2 toadusj tilsats Lotus Care XL |

Medema Norge AS

Din leverandør av hygienehjelpemidler