



medemagruppen



Dusjkrakk

- Nielsen Line

## Nielsen Line Dusjkrakk

Nielsen Line dusjkrakker er en serie høyderegulerbare lette, stabile og komfortable dusjkrakker for bruk i private hjem eller institusjoner.

### Dusjkrakk Nielsen Line

Produsert i 100% rustfrie materialer og leveres i 2 bredder (41 og 50cm mellom armlenene). Dusjkrakken er stabil i alle posisjoner, har lav egenvekt og beregnet for brukervekt på opptil 150kg.

Hygieneutskjæringen gir lett adgang ved intimvask, så brukeren kan være selvhjulpen i lengre tid. De solide håndtakene i sidene gir sikkerhet til brukeren når de skal reise seg og sette seg. Nielsen Line dusjkrakker leveres flatpakket for billig frakt.

#### *Rygg (tilbehør)*

Den komfortable ryggen til Nielsen Line dusjkrakker er fjærende og ergonomisk riktig utført. Den gir optimal støtte og sikkerhet, samtidig beholder man sin bevegelsesfrihet. Den passer til begge bredder.

#### *Polstret pute til dusjkrakkene (tilbehør)*

Produsert i vannavisende skum og monteres enkelt med 4 clips. Den gir brukeren ekstra komfort og er lett å rengjøre.

#### Varenr.

4500-1092  
4500-1093  
4518-1010  
4521-1054  
4521-1055

#### Varenavn

Dusjkrakk NielsenLine 41cm  
Dusjkrakk NielsenLine 50cm  
Rygg til NielsenLine dusjkrakker  
Pute skum til dusjkrakk 41cm  
Pute skum til dusjkrakk 50cm

#### Tekniske data:

Bredde mellom armlen: 41 / 50 cm  
Setedybde: 36 cm  
Setehøyde: 42 – 58 cm  
Totalbredde: 55-59 / 64-66 cm  
Maks brukervekt: 150 kg

**Vi leverer også dusjkrakker for høy brukervekt opptil 300kg.**

