



medemagruppen

## R44 Lightning RWD



R44 Lightning er en rullestol med enestående ytelse og kjøreegenskaper. Den tar seg svært godt frem utendørs, samtidig som den er smidig å kjøre innendørs. Hastigheten på 10 km/t og de sterke motorene, gir svært god trekkraft og retningsstabilitet.

R44 Lightning er utstyrt med TB Flex sete som standard. Dette setet er enkelt å stille inn i ulike setebredder og -dybder. I tillegg har setet elektrisk tilt og manuelt vinkeljusterbar seterygg. Seteryggen kan også felles inn for enkel transportering.

R44 er en enkel stol med funksjonelle innstillingsmuligheter. Den er svært servicevennlig. Stolen er krasjtestet med stropper, og er godkjent etter kravene i ISO 7176-19.

medemagruppen  
R44 Lightning RWD



medemagruppen

### Tekniske data R44 Lightning RWD

Maks. brukervekt	136 kg
Maks. hastighet	10 km/t
Total lengde med fotstøtter	119 cm
Total lengde uten fotstøtter	91 cm
Total bredde inkl. armlener	75 cm
Kantforsering	6 cm
Svingdiameter med benstøtter	182 cm
Fjæring	Ja
Ladetid	Minimum 8 timer
Kjøreevstand	Opptil 30 km
Elektronikk	PG UR2

