



medemagruppen



Dusjvogn

- Lopital Marina

Marina er en prisgunstig dusjvogn i aluminium og rustfritt stål, for maksimal styrke og lavest mulig vekt. Leveres standard med hodepute, og tilt for drenering.

Marina leveres alternativt med hydraulisk eller elektrisk høyderegulering, og i 5 forskjellige størrelser.

Egenskaper

- Bredt og stabilt understell
- Bruken av aluminium sikrer en lett og stabil ramme
- Store lettrullende hjul (125 mm)
- Korrosjonsbestandig ved bruk av pulverlaker aluminium, rustfritt stål, plast og galvaniserte deler.
- Polert finish for enkel rengjøring
- Enkel og sikker låsing av sidegrinder
- Hydraulisk betjening på begge sider (HYD), eller
- Brukervennlig håndkontroll (EL)



Teknisk informasjon:

Hev/senk:	Hydraulisk eller elektrisk (batteridrift)
Betjening EL:	Håndkontroll med to knapper, batteriindikator og opphengskrok, IP66
Kontrollboks:	Integrert i ramme, 24V DC, 250W, IP65
Nødstop:	På kontrollboks, trykkbryter med roteringslås
Batteripakke:	2x 12V, 7 Ah
Batterilader:	230V/50 Hz, 500 mA
Nødsenk:	På kontrollboks, trykkbryter
IP klasse komplette enhet:	IP65
Diameter hjul:	125 mm
Frihøyde understell:	130 mm
Sidegrinder:	Nedfellbare med låsing

Marina dusjvogn kan høydereguleres fra ca. 45 til ca. 99 cm, og har en maksimal brukervekt på hele 180 kg.

Modelloversikt:

Varenummer:	Modell:	Utvendig lengde, cm:	Utvendig høyde, cm:	Innvendig lengde, cm:	Innvendig bredde, cm:	Maks brukervekt, kg:
4100-1012	Marina 82x204cm Hydraulisk	209	62 / 116	190	65	180
4100-1013	Marina 82x180cm Hydraulisk	189	62 / 116	170	65	180
4100-1014	Marina 82x216cm Hydraulisk	225	62 / 116	206	65	180
4100-1015	Marina 82x204cm Elektrisk	209	62 / 116	190	65	180
4100-1016	Marina 92x216cm Elektrisk	225	62 / 116	206	75	180
4100-1080	Marina 82x216cm Elektrisk	225	62 / 116	206	65	180
4100-1081	Marina 92x204cm Hydraulisk	209	62 / 116	190	75	180
4100-1082	Marina 92x216cm Hydraulisk	225	62 / 116	206	75	180
4100-1083	Marina 92x204cm Elektrisk	209	62 / 116	190	75	180
4100-1084	Marina 82x180cm Elektrisk	189	62 / 116	170	65	180

Marina dusjvogn er velegnet for bruk i korrosive miljøer som offentlige bad, bassengrom og lignende takket være sin solide konstruksjon i korrosjonsbestandige materialer, pulverlakkert aluminium og rustfritt stål.

Det anbefales likevel alltid å spyle av produktet med springvann når det har vært benyttet i klorholdige miljøer for lengst mulig levetid.

På bestilling kan Marina leveres med «semi sentralbrems» hvor hvert hjulpar betjenes med samme bremsespak.

Ta kontakt for pristilbud på ønskede modeller, eller for vårt øvrige sortiment av dusjvogner.



Medema Norge AS

Din leverandør av hygieneprodukter