

# Tango XXL

## - hygienestol



### Tekniske data:

Maks brukervekt:	360 kg
Egenvekt:	31 kilo
Setehøyde:	51 cm
Setebredde:	70 cm
Setedybde:	54 cm
Total bredde:	83 cm
Total lengde:	97 cm
Total høyde:	104 cm

### Egenskaper:

- 3 hjul med brems
- 1 hjul med retningssperre
- Holder for bekken/potte
- Fellbare armlen
- 2-delt sete med hygieneåpning
- Foldbare og avtakbare fotstøtter

### Tango XXL dusj- og toalettstol

Lopital Tango XXL er en dusj-/ toalettstol for tunge brukere som ivaretar brukers og personalets sikkerhet på en best mulig måte.

Tango XXL tilbyr optimal komfort for både bruker og pleiepersonell.

Tango XXL kan benyttes både som dusjstol og som toalettstol eller bekkenstol.

Den ekstra setebredden og setedybden, sammen med det gjennomtenkte designet gjør stolen meget brukervennlig og funksjonell.

Stolen har en ergonomisk utformet rygg for best mulig komfort.

Forlengede armlen som kan felles ned og foldbare fotstøtter bidrar til sikker og komfortabel forflytning inn og ut av stolen.

Tango XXL er stolen for de som krever litt ekstra.

Varenummer:	Varenavn:
4500-1036	Dusjtoastol med hjul Lopital Tango XXL 360 kg sb70 sh51 sd54

Medema Norge AS

*Din leverandør av hygienehjelpemidler*