



medemagruppen

# Minicrosser X1 4W Junior Minicrosser X2 4W Junior

- Sterk, stabil og sikker



Minicrosser X1 og X2 er scooteren som er tilpasset barn/ små voksne. Leveres med forhøyet fotplate og et gassgrep tilpasset mindre hender. Setebredde 35 cm på standard stol.

Minicrosser X-model, markedets sterkeste og mest komfortable scooter, i nytt design.

En scooter bygget i Norden for nordisk klima og terreng, med stor trekraft og god kjørekomfort.

Minicrosser X-model har ny fjæring for enda bedre støtdemping og komfort. Dette gjør også at den tar hinder svært godt, og man unngår slag og vibrasjon i styret ved kjøring på ujevnt underlag.

Det multijusterbare styret har kardangledd som kan justeres i vinkel og høyde. Dette gir en ergonomisk og god kjørestilling som krever liten armstyrke og bevegelse.

X1 har et Intuitivt display som er lett å forstå.

X2 har et mer avansert display med trippteller, speedometer, helningsvarsel og mulighet for foreldrekontroll for justering av maks hastighet.

Nye LED-lys som virkelig lyser opp veien i mørket, og markeringslys som gjør deg godt synlig i trafikken.

Markedets største setesortiment. Vi tror ikke på one size fits all.

Setebredder 35-40-45-50-60 og 70cm som kan individuelt tilpasses bruker.

Stort tilbehørsprogram med gode standardløsninger gjør hverdagen enklere for alle involverte.

Dette produktblad forteller bare litt av det vi kan med Minicrosser X-model, vi løser de fleste utfordringer.

medemagruppen

Minicrosser X1 4W Junior

Minicrosser X2 4W Junior



medemagruppen

<b>Tekniske data</b>	<b>X1 4W Junior</b>	<b>X2 4W Junior</b>
Varenummer	1500-1369	1500-1370
Transporthøyde uten sete (styrestolpe nedfelt)	69 cm	70 cm
Totallengde	140 cm	140 cm
Totalbredde	68 cm	68 cm
Totalvekt med batterier, uten sete	144 kg	144 kg
Totalvekt med batterier og sete	169,5 kg	169,5 kg
Maks. hastighet	10 km/t	10 km/t
Vende radius	165 cm	165 cm
Maks. brukervekt standard	175 kg	175 kg
Maks. brukervekt m/tilbehør HD	250 kg	250 kg
Maks. kjørelengde med 56 Ah batterier	Opptil 35 km	Opptil 35 km
Maks. kjørelengde med 75/85 Ah batterier	Opptil 45 km	Opptil 45 km
Standard farge	Orange metallic	Orange metallic

