





medemagruppen



Sirocco og Vienna

- veggmonterte dusjeleie og stellebord

Sirocco Basic / Sirocco DeLux veggmontert dusjleie



Sirocco dusjleie kommer nå i nye modeller med et moderne og funksjonelt utseende.

Sirocco-serien leveres standard med elektrisk batteridrevet høydergulering, med avtagbart batteri for enkel lading i medfølgende ladestasjon.

Sirocco Basic har hel liggeflate uten ryggregulering, Sirocco DeLux har elektrisk ryggregulering 0-25 grader.

De nye Sirocco dusjleiene kan enkelt konfigureres med liggeflatelengde 170 eller 190 cm, kun ved skifte av madrass.

Madrassen er laget i et antibakterielt materiale som forhindrer kryss-smitte.


Tekniske data:

Driftsspenning:	24V DC	Avløpsslange:	175 cm
Maks brukervekt:	227 kg	Innvendig bredde:	70 cm
Høydergulering:	45-95 cm	Innvendig lengde:	170/190 cm
Utvendig dybde:	95 cm	Utvendig lengde:	186/206 cm

Varenummer:

Sirocco Basic u/madrass:	4100-1119	Sirocco DeLux u/madrass:	4100-1120
Dusjmadrass 170 cm:	4120-1102	Dusjmadrass 190 cm:	4120-1103

Vienna DeLux veggmontert stellebord



Vienna DeLux veggmontert stellebord leveres nå med et moderne og funksjonelt utseende.

Vienna leveres standard med elektrisk batteridrevet høydergulering og ryggregulering, med avtagbart batteri for enkel lading i medfølgende ladestasjon.

Tekniske data:

Driftsspenning:	24V DC	Lengde liggeflate:	190 cm
Maks brukervekt:	227 kg	Bredde liggeflate:	70 cm
Total dybde:	91 cm	Høydergulering:	45-95 cm

Varenummer:

Stellebord Vienna DeLux 190x70 EL veggmontert: 4100-1121



medemagruppen

Medema Norge AS

Din leverandør av funksjonelle produkter til stell og pleie.

www.medema.no