

# Amfora M23 HYD



medemagruppen

## - Dusjvogn



## Amfora M23 HYD

Mobil dusjvogn med hydraulisk høyderegulering 50-100 cm.

Leveres standard med perforert stelleplate, regulerbar rygg, sidegrinder og oppsamlingskar, i størrelsene 160x70 eller 190x70 cm.

*Amfora M23 leveres også med elektrisk høyderegulering (24V), M23 EL.*

Maksimal brukervekt 150 kg.

Art.nr.:	HMS art.nr.:	Varebetegnelse:
4100-0003	121824	Dusjvogn Amfora M23 frittstående b70 l160 h50-100 man hreg
4100-1017	134350	Dusjvogn Amfora M23 frittstående b70 l190 h50-100 man hreg