



medemagruppen



Toalettforhøyer frittstående

- FRIGG

Frittstående toalettforhøyer i rustfritt stål

FRIGG er en meget stabil og solid frittstående toalettforhøyer med ramme i pulverlakkert rustfritt stål for lang levetid.

FRIGG kan enkelt høydejusteres 45-66 cm for individuell tilpassing, med teleskopben i aluminium og gjennomgående klips.

Dette gjør det også mulig å skråstille forhøyeren i coxit stilling.

Forhøyerens design og konstruksjon gjør den enkel å rengjøre, samtidig som designet passer godt inn i moderne baderom.

Det komfortable setet med lokk kan enkelt klipses av for rengjøring.

Sprutskjerm eller bønne leveres som tilbehør.



Varenummer:	Vare:
4400-1102	Toaforhøyer frittstå FRIGG u. sprutskjerm/bønne
4401-1000	Sprutskjerm toaforhøyer frittstå FRIGG
4401-1001	Toabønne toaforhøyer frittstå FRIGG

Medema Norge AS

Din leverandør av hygieneprodukter