

MONA

- mobilt stellebord



medemagruppen



Sidegrinder, sidegrindpolster og deksel på understell er tilbehør.

MONA stellebord er et praktisk og elegant stellebord på hjul for barn og voksne, med meget enkel tilgang fra rullestol. Konstruksjonen gir god benplass for pleiepersonell og god komfort for bruker.

Understellet er produsert i høykvalitet pulverlakkert stål med teflonforinger i alle bevegelige ledd for maksimal levetid og stabile bevegelser.

Rammen kan dekkes av et praktisk plastdeksel for enkel rengjøring (tilbehør).

Alle modeller har maksimal brukervekt på 205 kg, og lineær høyderegulering.

Stelleplaten er mykt polstret med avrundede hjørner og trukket med skai av meget høy kvalitet. Liggeflaten er derfor meget enkel å rengjøre med vaske- eller desinfeksjonsmidler.

Tekniske data:

Maks brukervekt: 205 kg
Høydereg. HYD: 49 – 95,5 cm
Høydereg. EL: 46,5 – 100,5 cm

Frihøyde understell: 150 mm
Hjuldiameter: 125 mm
Polster: 30 mm



medemagruppen

Bestillingsdata:

Varenr.:	Varenavn:
4100-1040	Mona stellebord 150 x 65 cm EL 230V
4100-1101	Mona stellebord 150 x 65 cm EL 24V Batteridrift
4100-1041	Mona stellebord 150 x 65 cm HYD
4100-1042	Mona stellebord 150 x 80 cm EL 230V
4100-1102	Mona stellebord 150 x 80 cm EL 24V Batteridrift
4100-1090	Mona stellebord 150 x 80 cm HYD
4100-1043	Mona stellebord 200 x 80 cm EL 230V
4100-1103	Mona stellebord 200 x 80 cm EL 24V Batteridrift
4100-1045	Mona stellebord 200 x 80 cm HYD
4100-1047	Mona stellebord 200 x 100 cm EL 230V
4100-1104	Mona stellebord 200 x 100 cm EL 24V Batteridrift
4100-1048	Mona stellebord 200 x 100 cm HYD
4102-1000	Deksel understell stellebord MONA alle størrelser
4113-1008	Sidegrind 120 cm til Mona stellebord pr side
4121-1002	Sidegrindpolster 120 cm
4106-1026	# Tillegg regulerbar hodedel Mona stellebord 200 cm (fabrikkmontert)
4106-1029	# Tillegg avvikende størrelse Mona stellebord/Bobath benk

Medema Norge AS, din leverandør av kvalitetshjelpemidler til bolig og institusjon!

www.medema.no