



medemagruppen

Vienna M24 HYD

- Stellebord



Vienna M24 HYD

Mobilt stellebord med hydraulisk høydergulering 56-106 cm.

Leveres standard med polstret og skaittrukket stelleplate, regulerbar hodedel samt sidegrinder, i størrelsene 160x70 eller 190x70 cm.

Vienna M24 leveres også med elektrisk høydergulering (24V), M24 EL.

Maksimal brukervekt 150 kg.

Art.nr.:	Varebetegnelse:
4100-1024	Stellebord Vienna M24 frittstående b70 l160 h56-106 man hreg
4100-1025	Stellebord Vienna M24 frittstående b70 l190 h56-106 man hreg

Medema Norge AS

Din leverandør av hjelpemidler for bad og hygiene

www.medema.no