



medemagruppen



Brosjyre

- Vojta / Bobath Linear EL

Vario-Line Bobath er den originale Dr. Vojta/ Dr. Bobath benk fra BEKA-Hospitec. Dette er ekstremt stabile benker for profesjonell bruk, med helsveiset understell utstyrt med teflonlagringer i alle bevegelige ledd. Benkene er utstyrt med friksjonssikre gummiføtter og en kraftig pneumatisk styrt elektromotor for heving og senking. Benken leveres standard med 50 mm polstret liggeflate i størrelse 180x120 cm, trukket med slitesterk skai som er enkel å rengjøre.

Den originale Vojta / Bobath benken leveres standard med lineært løft (48 – 100 cm), og kan derfor plasseres mot vegg.

Benkene kan leveres i alternative bredder og lengder på bestilling, samt med regulerbar hodedel. Maksimal brukervekt er 200 kg.

Som tilbehør kan leveres fotbetjening, hjulsett og nedfellbare sidegrinder. Hjulsettet løftes inn i rammen når benken skal benyttes slik at benken blir stående fullstendig stabilt på de friksjonssikre gummiføttene.

Motoren er utstyrt med to innganger for betjeningsboks slik at det kan benyttes to parallelle betjeningar i form av håndbetjening med magnet, fotbetjening eller kombinasjoner av disse.

Understellet er pulverlakkert og leveres standard i farge sølv, andre farger på bestilling.

Varenummer:	Varebetegnelse:
4100-1034	Bobath benk Varioline EL rettløft 180x120
4103-1006	Hjulsett/sentralløft Bobath benk
4106-1029	# Tillegg avvikende størrelse Mona stellebord/Bobath benk
4113-1008	Sidegrind 120cm stellebord Mona/Bobath nedfell
4121-1002	Polster Sidegrind Mona/V-L Bobath
4105-1013	Fotbryter pneumatisk for MONA stellebord/Bobath
Div-53315	010903700 Justerbar hodedel