


Vedr.:  Forstærkning på TB-Flex for ledsagerstyring	PUP nr.:	20-012
	Udarbejdet af:	LPA
	Dato:	13-11-2019
	Intern <input type="checkbox"/>	Ekstern <input checked="" type="checkbox"/>

Vi har haft eksempler på at beslagene på bjælken bag på TB-Flex kan knække, når der er monteret en ledsagerstyring.

For at styrke TB-Flex sædet når der skal monteres en ledsagerstyring, er der derfor lavet et forstærknings-beslagsæt.



**Klaus Smedegaard**  
R & D Manager

A handwritten signature in blue ink that reads "Klaus Smedegaard".

