



medemagruppen



AVERO Comfort
- Badekar med høyderegulering

AVERO Comfort badekar for hjem og institusjon

AVERO Comfort er et meget prisgunstig og praktisk badekar som dekker de aktuelle behov for pleiesituasjoner. Badekaret er trinnløst høyderegulerbart fra 68 til 108 cm ved hjelp av to synkroniserte elektriske aktuatorer. Badekaret er utformet for en sikker og behagelig posisjonering av brukeren og er utstyrt med to kraftige håndtak på innsiden. Den slanke og elegante utformingen gir meget god arbeidstilgang fra tre sider og karet er tilpasset bruk av alle kjente personløftesystemer. AVERO Comfort er en lukket konstruksjon i selvbærende glassfiberforsterket polyester med en gel-coat overflate som er meget enkel å rengjøre, og er resistent mot alle kjente syrer og mineraler.



AVERO Comfort kan leveres med forskjellig tilleggsutstyr som:

- "Air-Jet Whirl" luftmassasjesystem
- Automatisk vannstopp med sensorstyring
- Fotstøtte for tilpassing til forskjellige kroppslengder
- Nakkestøtte
- Neatfold stelleplate
- Aromaterapisystem (kun i kombinasjon med Air-Jet Whirl)
- "Color light" Lysterapisystem
- "Music sound" Lydterapisystem med USB eller Bluethoot tilkobling
- Kan spesialbestilles i alle aktuelle RAL-farger mot pristillegg.

Artikkelnummer:

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| AVERO Comfort , komplett m/armatur og hånddusj | 4300-1008 | Benstøtte/karforkorter | 4306-1002 |
| AVERO Comfort , komplett m/armatur og hånddusj, inklusive Neatfold stelleplate hengslet H side | 4300-1072 | Air-Jet-Whirl system med styrepanel og tørrblåsing | 4306-1003 |
| AVERO Comfort , komplett m/armatur og hånddusj, inklusive Neatfold stelleplate hengslet H side | 4300-1073 | Aromaterapisystem (kun sammen med Air-Jet-Whirl system) | 4306-1126 |
| Automatisk fylling med sensorstyrt vannstopp | 4306-1124 | "Music sound" lydterapisystem | 4306-1125 |
| Neatfold stelleplate for ettermont. | 4306-1006 | "Color light" lysterapisystem | 4306-1004 |
| Antisklimatte | 4306-1001 | Fargetillegg (RAL-farger) | 4306-1005 |

Tekniske data:

| | | | |
|-------------------|--------|------------------|---------------|
| Utvendig lengde: | 210 cm | Dybde innvendig: | 40 cm |
| Utvendig bredde: | 80 cm | Høyderegulering: | 68-108 cm |
| Innvendig lengde: | 177 cm | Vanninnhold: | ca. 220 liter |
| Innvendig bredde: | 72 cm | | |

Med forbehold om endringer

Avero Comfort med Neatfold stelleplate hengslet høyre side:



Se også vårt øvrige rikholdige sortiment av badekar på vår webside

www.medema.no

Medema Norge AS

Din leverandør av funksjonelle badekar og badesystemer!