



medemagruppen



**AVERO Motion**

- sitte- / vippebadekar

## AVERO Motion Recliner-badekar.



Dette er badekaret for de som ønsker god ergonomi og funksjonalitet kombinert med eksklusivt design og maksimal komfort for sine beboere.

AVERO Motion er designet for å gi en god badeopplevelse og velvære, samtidig som det er enkelt i bruk og har maksimal funksjonalitet.

Badekarets tilt-funksjon, store sidedør og "terskelfrie" åpning gjør det meget enkelt å komme inn og ut av karet både for gående og for pasienter med forskjellige hjelpemidler. Understellets unike utforming gir tilgang for alle aktive og passive personløftere.

AVERO Motion er designet for maksimal komfort og sikkerhet, med en unik innvendig utforming som sikrer at pasienten ikke sklir ned i karet.

Den dype fotbrønnen gir mulighet for pre-fylling av hele 98 liter vann, og de innvendige gripehåndtakene gjør det enkelt å skifte posisjon etter behov. Utformingen av karet gir vanddekning over brystnivå selv for store pasienter.

Den standardmonterte integrerte termostatmikseren har selvsagt antiskold-funksjon på både karoppfylling og hånddusj, og fyller karet meget raskt opp med en kapasitet på hele 66 l/min. Som tilbehør kan det leveres automatisk pre-fylling med vannstopp på riktig nivå.

Karet tømmes med hele 75 l/minutt slik at det er raskt klart for neste pasient!

Den elektriske løftefunksjonen med hele 20 cm løft bidrar til meget god arbeidsergonomi for personalet, og betjenes enkelt fra karetets styrepanel eller med separat håndbetjening (tilbehør).

Hånddusjen på karet er alltid klar til bruk, og kan enkelt nås for pleiepersonalet. Som tilbehør kan det også leveres integrert desinfeksjonssystem med separat hånddusj.

Betjeningspanelet er utstyrt med temperaturdisplay som viser vanntemperatur på tappevann, hånddusj og badevann slik at det er enkelt å tilpasse til ønsket temperatur.

AVERO Motion kan i likhet med øvrige kar i AVERO-serien leveres med et stort utvalg av funksjonelt tilbehør:

<b>Lysterapisystem</b>	art.nr. 4306-1111
Integrerte fullfarge LED-lys som gir en spesiell optisk stimulerende velferdsatmosfære for brukeren, chromo-terapi. Lysene kan settes til ønsket farge eller skifte automatisk i en løpende sekvens.	
<b>Air-Jet-Whirl system</b>	art.nr. 4306-1109
Luftboble system som gir en behagelig massasje med oppvarmet luft i et helt bakteriefritt system. Intensiteten justeres trinnløst etter brukers behov og komfort. Automatisk tørrblåsing av luftdyser etter bruk.	
<b>Music-sound system</b>	art.nr. 4306-1108
To integrerte høyttalere i badekarkroppen gir en behagelig vibrasjon som virker beroligende og stressdempende for brukeren. En USB-kontakt gir mulighet for å koble til ønsket musikk fra en USB minnepinne, eller annen kilde med USB-utgang. Systemet styres med en separat fjernkontroll.	
<b>Aroma-therapy system</b>	art.nr. 4306-1110
En integrert beholder for duftkuler gir mulighet for en behagelig sanseopplevelse i et avslappende bad. Kan kun kombineres med Air-Jet-Whirl system.	
<b>Automatisk vannfylling</b>	art.nr. 4306-1107
Automatisk pre-fylling av fotbrønnen mens neste bruker gjør seg klar for å bade. Gir fordelen at brukeren etter at karet er tiltet bakover umiddelbart er omsluttet av temperert vann. I tillegg er det tidsbesparende for personalet.	
<b>Desinfeksjonssystem</b>	art.nr. 4306-1112
Integrert desinfeksjonssystem med separat hånddusj og beholder for standard desinfeksjonsmiddel skjult i et låsbart rom i understellet. Enkel utskifting/etterfylling av beholder.	
<b>Håndkontroll med kabel</b>	art.nr. 4305-1021
Separat håndkontroll i tillegg til integrert styrepanel for følgende funksjoner: hev/senk, tilt, vannfylling og hånddusj.	
<b>Batteri back-up</b>	art.nr. 4323-1001
Gir mulighet for å operere hev/senk og tilt ved strøbrudd slik at det er enkelt å få brukeren ut av karet.	
<b>Nakkepute</b>	art.nr. 4313-1045
Komfortabel formstøpt nakkepute som festes med sugeskopper på badekaret	

Tekniske data:

<b>AVERO Motion artikkelnummer:</b>	<b>4300-1070</b>
Utvendig lengde (innsteg pos./ tilt pos.):	1760 mm / 1908 mm
Utvendig bredde:	860 mm
Laveste innstigningshøyde:	490 mm
Arbeidshøyde personell:	810 – 1010 mm
Tiltvinkel, maks.:	23°
Tømmehastighet:	75 l/min
Karoppfylling, maks.:	66 l/min
Driftsspenning:	230V / 50 Hz
Maksimal brukervekt:	210 kg
Maksimalt volum (uten / med pasient):	ca. 270 l / ca. 185 l
Volum fotbrønn (pre-fylling)	98 l

Medema Norge AS

*Din leverandør av spesialbadekar for hjem og institusjon!*

[www.medema.no](http://www.medema.no)