

AVERO Premium Plus



medemagruppen



AVERO Premium Plus er et meget funksjonelt institusjonsbadekar bygget over samme lest som AVERO Phoenix.

Premium Plus har den samme kar-delen og betjeningsfunksjoner som Phoenix, med et mer tradisjonelt design. Karet har en unik utformet bunn hvor pasienten sitter i en hvilestilling med god understøttelse under sete og lår. Integreerte støtthåndtak gir pasienten mulighet for selv å hjelpe til med forflytning.

Den unike utformingen i kombinasjon med det kompakte understellet gjør det enkelt å benytte personløftere for forflytning inn og ut av karet.

Karets doble vegger gir meget god stabilitet, samt muliggjør montering av lyd- og lysterapi, air-jet massasjesystem og automatisk fylling og tømning av karet.

Premium Plus er produsert med kvalitetskomponenter fra anerkjente leverandører, dette sikrer lang levetid og enkelt vedlikehold.

Teknisk data:	AVERO Premium Plus 190	AVERO Premium Plus 175
Utvendige mål:	2230 x 820 mm	2080 x 820 mm
Karmål:	1900 x 800 x 400 mm	1750 x 800 400 mm
Løfthøyde:	662 – 1062 mm	
Løftekapasitet:	8 000 N	
IP klasse:	IP 66	

Medema Norge AS