

Toalettseteløftere Aerolet compatible med toaletter/toalettskål JHC4000+



Toalettløfter rett JHC 4000+

HMS art.nr.: 301492

Bredde: 69 cm

Dybde: 53 cm

Setehøyde min.: 45 cm

Setehøyde maks.: 95 cm

Brukervekt: 150 kg

Lengde strømkabel: 275 cm

Må bestilles hos Varodd Velferdsteknologi.

Husk å oppgi høyden på overkant porselen slik at løfteren tilpasses.



Toalettløfter skrå JHC 4000+

HMS art.nr.: 301493

Bredde: 75 cm

Dybde: 56 cm

Setehøyde min.: 45 cm

Setehøyde maks.: 100 cm

Brukervekt: 150 kg

Lengde strømkabel: 275 cm

Må bestilles hos Varodd Velferdsteknologi.

Husk å oppgi høyden på overkant porselen slik at løfteren tilpasses.

