



medemagruppen

MC1124 Barn

Spinalus-3



MC1124 Barn er el-rullestolen som gir frihet, selvstendighet og delaktighet i hverdagen for de aller minste barna og opp til ungdom. Stolen er spesialdesignet for nordiske forhold med optimale kjøreegenskaper, en sittekomfort i særklasse og kan skreddersys til hver enkelt bruker via vårt store tilbehørsortiment.

Takket være det store hjulet som er plassert midt på sammen med en sterk motor får denne stolen en overlegen manøvreringsgrad, fremkommelighet og stabilitet. Dette sikrer at barnet får en trygg og behagelig kjøreeopplevelse under alle forhold hver dag. Vårt sete Spinalus er egenutviklet og gir en unik sittekomfort som du ikke finner i andre el-rullestoler. Setet er laget med dert mål for øyet å gi trykkavlastning og dermed unngå smerter og trykksår. Spinalus setet finnes i 28, 33 og 38 cm. Med en stegløse justeringen kan barnet vokse med stolen.

Alle rullestolene våre utvikles med fokus på å hjelpe barn i alle aldre med ulike behov og funksjoner. Med Spinalus-3 setet prioriteres overlegen ergonomi og det er ikke spart på noe for å sørge for den aller beste sitte- og kjørekomfort for barna. De mange stegløse innstillingene på sitsen i standardutførelsen gjør at den kan justeres med millimeterpresisjon. I tillegg finnes det tilbehør som vil sørge for skreddersøm av den optimale sittestillingen for hvert enkelt barn.

Som standard er MC1124 Barn utrustet med en el-seteheis på 30 cm og en el-tilt på 50 grader. Seteheisen gjør at barnet kan være mer delaktig i det som skjer, eksempelvis under samlingsstunder. Det at barnet kan være på samme høydenivå som sine venner og delta aktivt er svært viktig. El-tilten bidrar til variasjon i sittestillingen under lek og aktivitet, læring og hvile.

Med et av markedets største tilbehørsortiment som ivaretar sitteinnstilling og styringssystem gir stolen vår en unik mulighet til å skreddersy stolen etter hvert enkelt barns behov – også når barnet er i vekst. Vår visjon er å uten kompromiss legge til rette for selvstendighet og komfort til alle barn uansett funksjonsevne.

MC1124 Barn er krasjtestet for transport i bil med både remmer og låsesystemet Dahl docking i henhold til ISO 7176-19:2022.

medemagruppen
MC1124 Barn Spinalus-3



medemagruppen

Teknisk data:	MC1124 Barn Spinalus-3 El tilt og seteløft	MC1124 Barn Spinalus-3 El setefunksjoner
Varenr	2400-1264	2400-1263
Postnr	21	22
Rangering	3	1
Lengde - med benstøtte	1170 mm	1170 mm
Lengde - uten benstøtte	900 mm	900 mm
Bredde	610 mm	610 mm
Laveste sittehøyde uten standard pute	390, 415 mm	390, 415 mm
Laveste sittehøyde med standard pute	min 440/ max 465 mm	min 440/ max 465 mm
Setebredde	280, 330, 380 mm	280, 330, 380 mm
Tilt	-0° till +50°	-0° till +50°
Helningsgrad	10°	10°
Hev/senk	300 mm	300 mm
Maks hastighet	10 km/t	10 km/t
Fri høyde	70 mm	70 mm
Rekkevidde	Ca. 35 km	Ca. 35 km
Svingradius med benstøttew	1170 mm	1170 mm
Maks personvekt	80 kg	80 kg

*** Vi henviser til bruksanvisning for fullstendig oversikt over alle tekniske data.**



Ny stabil elektrisk seteløft og tilt.

Seteheis på 30 cm og tilt på 50 grader, stilt inn med aktuatorer slik at du enkelt kan programmere en reduksjon i høyde, tilt eller ryggvandring.

Dynamisk elektrisk rygg.

Ryggvinkel på 50 grader. Bak ryggputen er fjærbelastende justerbare remmer og ryggen er delt med mulighet for å vinkle den øvre delen.

Nye oppfellbare armlen som følger ryggen i den dynamisk bevegelse.

Justerbar i høyde, vinkel, dybde og bredde. Myke armlener i lær. Finnes i flere lengder.

Elektrisk vinkeljusterbart benstøtte med elektrisk lengdekompensasjon.

Kan drives elektrisk opp-ned, ut-inn eller sammen ut-inn og opp-ned. Manuell justering av benlengde og leggstøtte.

Delte fotplater med kant bak og på sidene for å holde bena på plass. Kan leveres i 2 størrelser og kan stilles inn i ulike høyder der det er ulik benlengde. Det kan også stilles inn med ulike bredder. Fotplatene kan også kobles sammen med tilbehørt til en hel fotplate.

MC1124 Barn

- Senterdrevet stol med uavhengig fjæring på alle hjul
- Low Rider-versjon med sittehøyde på 39 cm til setet
- 60 ah gelbatterier som standard
- Alltid 6 hjul i bakken for optimal sitterhet og stabilitet
- Det alternativet til en stol som snur på femøringen
- Standard med gyro og retningsstabiliserende system



medemagruppen