



medemagruppen

MC1144 Barn

Spinalus-3



Nyhet!

- Forhjulsdrevet stol med uavhengig fjæring på alle hjul
- Low Rider-versjon med sitthøyde på 39 eller 41,5 cm
- 60 ah gelbatterier som standard
- Valgmulighet kraftfull batteripakke med 2x85ah batterier. (krever en sitthøyde på minst 41,5 cm)
- Standardversjon med sitthøyde på 43 eller 45 cm
- Starke 4-polede motorer
- Standard med gyro retningsstabiliserende system

Spinalus-3 – Alle våre el-rullestoler er utviklet med fokus på mennisker med ulike funksjoner og derfor behov. Med Spinalus-3-setet prioriteres god ergonomi og komfort. Mange stegløse innstillinger på standard-setet gjør at den kan justeres med høy presisjon. De muligheter som finnes med tilbehør gjør at hvert enkelt barn kan få sin stol skreddersydd til sitt unike behov – og vokse med stolen. Setet er utviklet med god ventilasjon i puter. Putene leveres i standardutførelse og med sidefix i 3-lags skum. Ryggputer leveres som standard-profilert form med sidefix og ekstra sidefix med aluminiumsstøtte. Den nye utformingen gir enda bedre sitte-stabilitet. Ryggputene leveres i flere høyder som tilbehør. Sidefix-putene har temperaturregulerende Outlast-materiale insydd i overtrekket.

Ny stabil elektrisk sietetilt og tilt. Setehais på 30 cm och tilt på 50 grader, innstilt med aktuatorer så du enkelt kan programmere en minskning av løft, tilt eller ryggvanding.

Dynamisk elektrisk rygg. Ryggvinkel på 50 grader. Ryggvinkel på 50 grader. Bakfor en bra ryggpute finnes det fjærbelastende justerbare remmer og ryggen er delt med mulighet for å vinkle den øvre delen.

Nye, oppfellbare armlener som følger ryggens innstilling i en dynamisk bevegelse. Justerbar i høyde, vinkel, dybde og bredde. Myke armlener kledd i lær. Finnes i ulike lengder.

Elektrisk vinkeljusterbart benstøtte med elektrisk lengdekompensasjon. Kan bevegtes elektrisk opp-ned, ut-inn eller sammen ut-inn og opp-ned. Manuell justering av benlengde og benstøtter. Delte fotplater med kant bak og på sidene for å holde bena på plass. Leveres i to ulike størrelser. Kan stilles inn på ulike høyder om det er forskjellig benlengde. Kan stilles inn i to bredder. Fotplatene kan kobles sammen med tilbehør til en hel fotplate.

MC1144 har et av markedets største tilbehørssortiment. Dette ivaretar sitteinstilling og styringssystem og gir stolen vår en unik mulighet til å skreddersy sittestilling til hver enkelt brukers unike behov. Vår visjon er uten kompromiss å legge til rette for selvstendighet og komfort til alle brukere. MC1144 er krasjtestet for transport med bil med både remmer og låsesystemet Dahl docking i henhold til ISO 7176-19:2022

medemagruppen
MC1144 Barn Spinalus-3



medemagruppen

Teknisk data:	MC1144 Barn Spinalus-3 El tilt og seteløft	MC1144 Barn Spinalus-3 El setefunksjoner
Varenr	2400-1265	2400-1261
Postnr	21	22
Rangering	4	3
Lengde - med benstøtter	min 1130 mm max 1170 -1190 mm	min 1130 mm max 1170 -1190 mm
Lengde - uten benstøtter	1010 mm	1010 mm
Bredde	min 610 / max 710 mm	min 610 / max 710 mm
Laveste sittehøyde uten pute	390 mm	390 mm
Laveste sittehøyde med std pute	min 440 mm / max 470 mm	min 440 mm / max 470 mm
Setebredde	280, 330, 380 mm	280, 330, 380 mm
Tilt	-0° till +50°	-0° till +50°
Helningsgrad	10°	10°
Hev/senk	300 mm	300 mm
Maks hastighet	10 km/t	10 km/t
Fri høyde	70 mm	70 mm
Rekkevidde standard batterier	Ca. 35 km	Ca. 35 km
Rekkevidde alternative batterier	Ca. 50 km	Ca. 50 km
Svingradius med benstøtte	1200 cm	1200 cm
Maks personvekt	80 kg	80 kg

* Vi henviser til bruksanvisning for fullstendig oversikt over alle tekniske data.

