



medemagruppen

Minicrosser X1 4W Barn Minicrosser X2 4W Barn

- Sterk, stabil og sikker



Minicrosser X-modell, markedets sterkeste og mest komfortable scooter. En scooter bygget i Norden for nordisk klima og terreng, med stor trekkraft og god kjørekomfort.

Minicrosser X-modell har fjæring som gir god støtdemping og komfort. Dette gjør også at den tar hinder svært godt, og man unngår slag og vibrasjon i styret ved kjøring på ujevnt underlag.

Det multijusterbare styret har kardangledd som kan justeres i vinkel og høyde. Dette gir en ergonomisk og god kjørestilling som krever liten armstyrke og bevegelse. Leveres med forhøyet fotplate og et gassgrep tilpasset mindre hender. Setebredde 35 cm på standard stol.

Minicrosser leveres i 2 utgaver X1 som går i 10 km/t eller X2 som går i 15 km/t. X2 har digitalt display med helningsvarsel, trip-computer og speedometer. Leveres også med hastighetreduksjon ved sving. Displayet på Minicrosser X1 er intuitivt og lett å forstå.

LED-lys som virkelig lyser opp veien i mørket, og markeringslys som gjør deg godt synlig i trafikken.

Markedets største setesortiment. Vi tror ikke på one size fits all.

Setebredder 35-40-45-50-60 og 70cm som kan individuelt tilpasses bruker.

Stort tilbehørsprogram med gode standardløsninger gjør hverdagen enklere for alle involverte.

Dette produktblad forteller bare litt av det vi kan med Minicrosser X-modell, vi løser de fleste utfordringer.

medemagruppen
Minicrosser X1 / X2 4W Barn



medemagruppen

Tekniske data	X1 Barn	X2 Barn
Varenummer	1500-1535	1500-1536
Postnr	7	7
Rangering	1	2
Transporthøyde uten sete (styrestolpe nedfelt)	70 cm	70 cm
Totallengde	140 cm	140 cm
Totalbredde	68 cm	68 cm
Totalvekt med batterier, uten sete	144 kg	144 kg
Totalvekt med batterier og sete	169,5 kg	169,5 kg
Maks. hastighet	10 km/t	15 km/t
Venderadius	165 cm	165 cm
Maks. brukervekt standard	175 kg	175 kg
Maks. brukervekt m/tilbehør HD	250 kg	250 kg
Maks. kjørelengde med 85 Ah batterier	Opptil 60 km	Opptil 60 km
Standard farge	Orange metallic	Orange metallic

