



medemagruppen

Minicrosser X2 4W

- Sterk, stabil og sikker



Minicrosser X2, markedets sterkeste og mest komfortable scooter. En scooter bygget i Norden for nordisk klima og terreng, med stor trekkraft og god kjørekomfort.

Minicrosser X2 har fjæring som gir god støtdemping og komfort. Dette gjør også at den tar hinder svært godt, og man unngår slag og vibrasjon i styret ved kjøring på ujevnt underlag.

Det multijusterbare styret har kardangledd som kan justeres i vinkel og høyde. Dette gir en ergonomisk og god kjørestilling som krever liten armstyrke og bevegelse. Intuitivt display som er lett å forstå, og gass med firefingergrep.

Minicrosser X2 er utstyrt med digitalt betjeningspanel som viser hastighet, antall kjørte km, batteriindikator. Leveres med hastighetreduksjon ved sving og hellingsvarsel. LED-lys som virkelig lyser opp veien i mørket, og markeringslys som gjør deg godt synlig i trafikken.

Markedets største setesortiment. Vi tror ikke på one size fits all. Setebredder 35-40-45-50-60 og 70cm som kan individuelt tilpasses bruker. Stort tilbehørsprogram med gode standardløsninger gjør hverdagen enklere for alle involverte.

Dette produktblad forteller bare litt av det vi kan med Minicrosser X-modell, vi løser de fleste utfordringer.

medemagruppen
Minicrosser X2 4W



medemagruppen

Tekniske data

X2

Varenummer	1500-1531
Postnr	2
Rangering	1
Transporthøyde uten sete (styrestolpe nedfelt)	70 cm
Totallengde	140 cm
Totalbredde	68 cm
Totalvekt med batterier, uten sete	144 kg
Totalvekt med batterier og sete	169,5 kg
Maks. hastighet	15 km/t
Venderadius	165 cm
Maks. brukervekt standard	175 kg
Maks. brukervekt m/tilbehør HD	250 kg
Maks. kjørelengde med 85 Ah batterier	Opptil 60 km
Standard farge	Orange metallic

