

TOM, søsterhjelp frittstående

TOM frittstående søsterhjelp er en enkel søsterhjelp for bruk ved seng eller andre steder hvor det er behov for oppreisningshjelp. Leveres nå standard med stabilisator som kan klemmes opp mot sengeramme for ekstra stabilitet.



Tekniske data:

Total høyde: 180 cm
Farge: Hvit

Maks. belastning: 100 kg
Håndtak: Plast, høyderegulerbart
135-140 cm

Bestillingsdata:

Varenummer:	HMS art.nr.:	Varebetegnelse:
5100-1179	288103	Søsterhjelp frittstående TOM