



medemagruppen



SINA Comfort
- dusjvogn

SINA Comfort dusjvogn

Den komplette dusjvogn for dusj, stell og transport.

SINA Comfort er produsert med understell i pulverlakkert rustfritt stål, og kan derfor også benyttes i aggressive miljøer som svømmehaller og lignende.

SINA Comfort kan vinkelreguleres ca. +7° til -9° ved hjelp av en gassfjær for sjokk- og drenasjeleie.

Høyderegulering fra 54 til 87 cm sikrer enkel forflytning fra seng eller rullestol, samt en optimal arbeidshøyde for personalet. Vognen leveres med både hydraulisk og elektrisk (batteri) høyderegulering etter ønske.

Det fleksible understellet med 8 hjul, hvorav 4 er låsbare, sikrer at vognen ruller lett også på ujevnt underlag.

Solid utskiftbar dusjmatte i PVC som tåler alle desinfeksjonsmidler.

Leveres med hydraulisk eller elektrisk (24V batteridrift) hev og senk.

SINA Comfort leveres med nedfellbare sidegrinder, regulerbar grind i hode-ende, samt avtakbar grind i fotende for enkelt å tilpasse vognen til lange pasienter.

Leveres i to standardlengder, 160 og 200 cm, samt i en egen HD versjon for brukervekt opp til 250 kg.

Understellets åpne utforming gjør det enkelt å komme til med ulike typer personløftere, og sakseløft prinsippet gir en helt lineær høyderegulering. Alle dreiepunkter er utstyrt med solide teflonbøssinger for å sikre lang levetid uten slitasje på bolter.

Dusjmatten er utformet med dreneringsspor og avløpslange for enkel og rask tømming ved å justere vognen til drenasjeleie.



Art.nr.:	Varenavn:
4100-1035	Dusjvogn Vario-Line Sina Comfort 200 HYD
4100-1036	Dusjvogn Vario-Line Sina Comfort 160 HYD
4100-1037	Dusjvogn Vario-Line Sina Comfort 200 EL
4100-1038	Dusjvogn Vario-Line Sina Comfort 160 EL
4100-1039	Dusjvogn Vario-Line Sina Comfort XXL EL 250 kg
4121-1001	Skråpute/hodepute for SINA Comfort dusjvogn
4106-1025	#tillegg regulerbar hodedel SINA Comfort
4123-1006	Ekstern ladestasjon for veggmontering